

TR-04K

taboret lekarski na kółkach z oparciem regulowany



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej z aluminium i wyposażonej w kółka kierunkowe do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej) z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego. Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Taboret oferuje dwa rozmiary oparcia pod plecy do wyboru. Siedzisko i oparcie taboretu lekarskiego wypełnione jest średnio twardą pianką poliuretanową i obszyte jest atestowanym materiałem tapicerskim w kolorze do wyboru z palety Standard lub palety Prestige. Obie wersje tapicerki są zmywalne i poddają się dezynfekcji. Wygodniejsze użytkowanie taboretu zapewnia aluminiowa obręcz podnóżka z regulowaną wysokością mechanizmem zaciskowym.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



TEKSTYLIA GODNIE ZAUFANIA
Zgodnie na substancje szkodliwe według Oeko-Tex® Standard 100

REACH

PHTHALATE FREE

TAPICERKA paleta STANDARD

Rodzaj taboretu	taboret z oparciem
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	64-89 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	aluminium
Maksymalne obciążenie	130 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Nie
Głębokość siedziska [cm]	35
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Oparcie pod plecy	tapicerowane 30x10 cm lub 30x20 cm
Regulacja oparcia	w pionie +/- 10 cm
Podnózek - materiał	obręcz z aluminium, wsporniki stalowe
Regulacja podnóżka	w pionie śrubą dociskową
Średnica podstawy [cm]	65
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z twardym bieżnikiem
Kółka - średnica [mm]	50
Szerokość całkowita [cm]	65
Głębokość całkowita [cm]	65
Wysokość całkowita [cm]	125
Waga taboretu [kg]	9,5
Numer katalogowy produktu	TR-04k
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok

Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	12
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24