

## WD8A

### szafka przyłóżkowa pacjenta jednostronna



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



Szpitalna szafka przyłóżkowa pacjenta, jednostronna, wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na lakierowanym proszkowo stelażu aluminiowym zapewniającym regulację rozstawu elementów w osi pionowej. Posiada profilowany blat wykonany z tworzywa sztucznego ABS i wysuwaną szufladę oraz część dolną z drzwiczkami. Szafka pacjenta oparta jest na podstawie stalowej pokrytej tworzywem sztucznym ABS i wyposażonej w 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 55 mm w kolorze białym w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają bieżnik nie rysujący podłogi. 2 kółka wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji szafki poprzez obniżenie jej środka ciężkości. Na górnej płaszczyźnie obudowy podstawy znajduje się wgłębienie na obuwie pacjenta.

W aluminiowym stelażu szafki pacjenta znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację wysokości i rozmieszczenia elementów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia szafki w dodatkowe akcesoria montowane do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepione są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny szafki i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](#)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Typ szafki przyłóżkowej	<b>jednostronna</b>
Konstrukcja szafki	<b>stelaż ALU + stal lakierowana</b>
Wysokość szafki [cm]	<b>88</b>
Szerokość szafki [cm]	<b>48</b>
Głębokość szafki [cm]	<b>40</b>
Błat górny szafki	<b>profilowany - tworzywo ABS</b>
Błat boczny szafki	<b>bez blatu bocznego</b>
Kosz lub wnęka na butelki	<b>Nie</b>
Półka lub kosz na obuwie	<b>Tak</b>
Szafka przyłóżkowa na kółkach	<b>Tak</b>
Błat górny - materiał	<b>tworzywo sztuczne ABS</b>
Błat górny - wymiary [mm]	<b>480x400</b>
Szuflada szafki - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada szafki - wymiary [mm]	<b>375x280x105 (S x G x H)</b>
Szafka - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szafka - wymiary korpusu [mm]	<b>410x300x316 (S x G x H)</b>
Podstawa szafki - materiał	<b>stal pokryta tworzywem sztucznym ABS</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą jazdy (hamulec)</b>
Ciężar szafki [kg]	<b>25</b>
Numer katalogowy produktu	<b>WD4-1-B(ABS3)SD-0000-K4.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-WD/UZ</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>WD8 szafka przyłóżkowa serii WD</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>

Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>45</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24