

## SAM-3

## stolik-wózek uniwersalny pod 2 aparaty medyczne



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Uniwersalny stolik z funkcją wózka pod aparaturę medyczną i aparaty do fizykoterapii wyposażony w 2 lub opcjonalnie 3 stalowe półki do ustawienia aparatów medycznych oraz w wspornik na przewody aparatów. Wykonany na stelażu z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL umożliwiającym regulację pionową położenia półek. Półki posiadają podniesione ranty boczne zabezpieczające aparat przed zsunięciem. Stolik posiada podstawę wyposażoną w 4 kółka kierunkowe, w tym 2 kółka przednie z blokadą jazdy (hamulcem). W opcjach wyposażenia dodatkowego stolik może być doposażony w dodatkową, trzecią półkę i dodatkowy wspornik na przewody aparatów oraz w listwę zasilającą z 4 uziemionymi gniazdami.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.pl-mf-000045163.eu)

**PRODUCENT****Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	SAM (WStech)
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	stal lakierowana
Liczba pólek (błatów) pod aparaty	2 blaty
Materiał pólek (błatów) pod aparaty	stal lakierowana
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Nie
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Nie
Stolik z regulacją wysokości	Nie
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	92
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	50
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	40
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	bez wysięgnika kabli
Wysięgnik z głowicą na kropelówki	bez wysięgnika na kropelówki
Koszyk na kable do aparatów	bez koszyka na kable
Listwa zasilająca aparaty	opcjonalnie 4 gniazda
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	60
Stelaż stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	41
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	40
Półka/błat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	15
Podstawa stolika	stalowa, mobilna na kółkach
Kółka - rodzaj	skrzętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość całkowita stolika [cm]	50
Głębokość całkowita stolika [cm]	40
Wysokość całkowita stolika [cm]	92
Waga stolika [kg]	22
Numer katalogowy produktu	SAM-3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Stawka podatku VAT na produkt	23%

Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	24
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24