


PJ2MR.140PC

niemagnetyczny parawan lekarski 2-skrzydłowy PC zmywalny na kółkach

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Niemagnetyczny, wolnostojący i mobilny parawan lekarski 2-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości całkowitej 142 cm, wykonany w ramie z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 7035 (popielaty jasny) o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Parawan wyposażony jest w ekrany z białej, matowej i nieprzezroczystej płyty poliwęglanowej PC, zapewniającej pacjentowi pełną intymność. Podstawa parawanu posiada 4 podwójne koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w miękkie oponki nie rysujące twardych podłoży. Wszystkie koła wyposażone są w hamulec postojowy (blokadę jazdy) i nie zawierają elementów metalowych.

Warunkowa kompatybilność z rezonansem magnetycznym o mocy do 3,0 Tesli włącznie. Parawan niemagnetyczny testowany w zakresie dopuszczalności do stosowania w pracowniach MR przy użyciu skanera GE Healthcare SIGNA Pioneer 3.0T. Podczas testów produkt był umieszczany bezpośrednio przy obudowie rezonansu, jak i w jego otworze.

Niemagnetyczne parawany lekarskie znajdują zastosowanie w pracowniach obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MR, MRI, RM, RNM, NMR] zapewniając pacjentom standard intymności, między innymi w szpitalach i klinikach weterynaryjnych oraz w placówkach medycznej diagnostyki obrazowej.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-00009262)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Rodzaj parawanu | 2-skrzydłowy |
| Materiał ramy parawanu | aluminium lakierowane |
| Materiał ekranu (zaskłony) w parawanie | plyta PC poliwęglan zmywalna |
| Wysokość całkowita parawanu | 170 cm |
| Szerokość całkowita parawanu | 140 cm |
| Szerokość skrzydła parawanu | 70 cm |
| Łączenie skrzydeł parawanu | zawiasy |
| Rodzaj podstawy parawany | mobilna z kółkami |
| Parawan niemagnetyczny MR | Tak |
| Konstrukcja parawanu | profile aluminiowe |
| Wykończenie konstrukcji | lakier proszkowy |
| Materiał ekranu parawanu | PC plyta poliwęglanowa |
| Kółka - rodzaj | kierunkowe skrętne |
| Kółka - średnica [mm] | 75 |
| Kółka - materiał | tworzywo sztuczne |
| Kółka - blokada jazdy | wszystkie koła z blokadą jazdy |
| Głębokość podstawy [cm] | 45 |
| Ciężar parawanu [kg] | 16 |
| Numer katalogowy produktu | PJ2-02-AL-PC-70-K6.6-MR |
| Kod PKWU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9506 91 90 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-PJ-MR/B2 |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | Parawan jezdny MR Typ PJ2-02MR |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna |

| | |
|---|---|
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 36 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-000009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24