

Maya

taboret lekarski na stopkach regulowany



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 biały | 4 zielony ciemny | 5 błękitny | 6 niebieski | 7 beżowy |
| 8 złoty | 9 zielony jasny | 10 niebieski jasny | 11 pomarańczowy jasny | 12 bordowy |
| 13 czerwony | 15 pomarańczowy | 16 beżowy jasny | 17 morski | 18 czarny |
| 19 żółty | 20 szary | 21 zielony trawiasty | 22 brązowy ciemny | 23 różowy |
| 24 fioletowy | 25 limonka | 26 patyna miedzi | | |

Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego wyposażonej w podgumowane stopki zapobiegające poślizgowi. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej) z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego. Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Siedzisko taboretu lekarskiego wypełnione jest średnio twardą pianką poliuretanową i obszyte jest atestowanym materiałem tapicerskim w kolorze do wyboru z palety Standard Line lub palety Exclusive Line. Obie wersje tapicerki są zmywalne i poddają się dezynfekcji.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.pl-mf-000035501)

PRODUCENT

JUVENTAS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rodzaj taboretu | taboret / stolec bez oparcia |
| Kształt siedziska taboretu | obrotowe okrągłe |
| Rodzaj siedziska taboretu | tapicerowane |
| Szerokość siedziska | ø34 cm |
| Regulacja wysokości siedziska | pneumatyczna - siłownik gazowy |
| Sposób regulacji wysokości | ręczny |
| Zakres regulacji wysokości | 42-56 cm |
| Mechanizm TILT siedziska | Nie |
| Podnózek - obręcz pod stopy | bez obręczy |
| Podstawa taboretu | 5-ramienna ze stopkami |
| Materiał podstawy taboretu | tworzywo sztuczne |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Wyrób medyczny [MDD/MDR] | Tak |
| Sposób regulacji wysokości siedziska | sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem |
| Średnica podstawy [cm] | 60 |
| Szerokość całkowita [cm] | 60 |
| Głębokość całkowita [cm] | 60 |
| Wysokość całkowita [cm] | 56 |
| Waga taboretu [kg] | 4,95 |
| Numer katalogowy produktu | MAYA |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 59050807714RE |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | MAYA taboret/stolec lekarski |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |

| | |
|---|--|
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 2 lata |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę premium | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 6 |
| Producent wyrobu | [38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [38] PL-MF-000035501 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24