

## MR-1

materac 1-częściowy 195x85x5cm do rehabilitacji i masażu



TAPICERKA - paleta Medi



Jednoczęściowy materac do rehabilitacji i masażu o wymiarach 195x85x5 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego stanowi elastyczna a zarazem twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obszyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Medi. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala na mycie i dezynfekcję powierzchni szeroko dostępnymi, także w naszym sklepie, preparatami do dezynfekcji.

Materac rehabilitacyjny MR-1 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce rehabilitacyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu oraz terapii manualnych.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Kolorystyka i charakterystyka tapicerki materaca rehabilitacyjnego - paleta kolorów Medi

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



**Parametry:** grubość  $0.9 \pm 0.2$  mm | masa powierzchniowa:  $550 \pm 50$  g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne  $\geq 35$  daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz  $\geq 15$  daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie  $\geq 30.000$  cykli wg metody Martindale'a.

**Surowce:** powłoka - PCV | nośnik - PES 100%. **Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji, również na bazie chloru i chlorków oraz alkoholu.

TAPICERKA - paleta Medi



Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ osprzętu do kabiny UGUL	linka 375 cm z bloczkami
Długość [cm]	375
Wyposażenie	2 łożyskowane bloczki z wieszakami   2 kausze   1 karabińczyk

#### Biuro handlowe sklepu

---

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

---

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>