

## JDT.1

## taboret lekarski na kółkach z siodełkiem regulowanym



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Taboret lekarski oparty na stabilnej, pięcioramiennej podstawie stalowej pokrytej chromem i wyposażonej w kółka. Posiada obrotowe siedzisko typu siodło z pneumatyczną regulacją wysokości dźwignią pod siedziskiem oraz z regulacją kąta nachylenia siedziska (mechanizm TILT). Ergonomiczne siedzisko koziołka wykonane jest z poliuretanu o właściwościach przeciwpoślizgowych o podwyższonej odporności na ścieranie. Jest prosty w utrzymaniu czystości i odporny na środki czyszczące, także do dezynfekcji powierzchni.

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.pl-mf-000035501)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



## ERGONOMICZNE SIEDZISKO

- poliuretanowe siedzisko dostępne w trzech kolorach
- posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
- antypoślizgowy, łatwowymywalny materiał odporny na ścieranie
- regulacja wysokości oraz kąta nachylenia



## WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

- dopuszczalne obciążenie do 150 kg

## KÓŁKA

- kółka umożliwiające łatwy transport

Rodzaj taboretu	taboret / stolec bez oparcia
Kształt siedziska taboretu	obrotowe typu siodło
Rodzaj siedziska taboretu	poliuretanowe
Szerokość siedziska	32 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - silownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	47-60 cm
Mechanizm TILT siedziska	Tak
Podnózek - obręcz pod stopy	bez obręczy
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal chromowana
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Głębokość siedziska [cm]	46
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
TILT - regulacja kąta nachylenia siedziska	15°
Średnica podstawy [cm]	62
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z twardym bieżnikiem
Kółka - średnica [mm]	50
Szerokość całkowita [cm]	62
Głębokość całkowita [cm]	62
Wysokość całkowita [cm]	60
Waga taboretu [kg]	3,2
Numer katalogowy produktu	JDT 1
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59050807714RE
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	JDT 1 taboret/stolec lekarski
Stawka podatku VAT na produkt	8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	4
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24