


JSK.2A/J-04

mobilny stojak kroplówki regulowany 2 wieszaki 2 koszyki

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Mobilny stojak medyczny na kroplówki wyposażony w wysuwany wysięgnik i głowicę J-04 z 2 wieszakami do zawieszenia woreczków i 2 koszykami na butelki. Wysięgnik wraz z głowicą wykonane ze stali nierdzewnej. Kolumna stojaka i 5-ramienna podstawa z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Podstawa wyposażona jest w kółka skrętne o średnicy 50 mm.

Stojak kroplówki JSK.2A/J-04 znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów również w warunkach domowej opieki nad pacjentem.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/submitter/PL-MF-000035501)

PRODUCENT

 JUVENTAS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Regulacja wysokości głowicy	z regulacją
Wysokość całkowita stojaka	128-223 cm
Typ głowicy infuzyjnej	2 wieszaki i 2 koszyki
Materiał głowicy	stal nierdzewna
Materiał kolumny stojaka	stal lakierowana
Podstawa stojaka kropłówki	5-ramienna
Materiał podstawy stojaka	stal lakierowana
Półka pod pompę infuzyjną	niedostępna
Wyposażenie dodatkowe	dostępne
Niemagnetyczny stojak kropłówki	Nie
Stojak składany z pokrowcem	Nie
Stojak mobilny na kółkach	Tak
Dopuszczalne obciążenie głowicy	1 kg na 1 haczyk 1 kg na 1 koszyk
Szerokość podstawy [cm]	46
Kółka - rodzaj	kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Waga stojaka z głowicą [kg]	5,3
Numer katalogowy produktu	JSK 2A + J-04
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stojkrop9U
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	JSK 2A stojak do kropłówek
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	7
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl

SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24