


## PAD-PAK

kaseta do defibrylatora AED Samaritan PAD



Wygodna w użyciu kaseta Heartsine Samaritan Pad-Pak, w której mieszczą się dwa elementy - bateria oraz elektrody dla dorosłych i dzieci od 8 roku życia. Elektrody są łatwe do naklejenia na klatkę piersiową, są na nich narysowane ikony ukazujące jakie powinno być ich ułożenie. Defibrylator dokładnie wskazuje właściwe miejsce umieszczenia elektrod. Okres ważności kasety wynosi 4 lata - termin ważności na odwrocie kasety. Samaritan Pad-Pak posiada przewód o długości 1 metra.

Producent: HeartSine Technologies



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Wielka Brytania (Irlandia Północna)
Gwarancja ogólna	4 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest przedstawiciel producenta w Polsce
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Rodzaj akcesorium AED	elektrody i baterie do AED
Zastosowanie do AED	Samaritan PAD

#### Biuro handlowe sklepu

---

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

---

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>