

## A-03KO

mobilny asystor medyczny ze stali kwasoodpornej z szufladami



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny asystor medyczny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z pogłębianym blatem zabiegowym i dwiema użytkowymi szufladami na akcesoria zabiegowe. Asystor zabiegowy posiada korpus szuflad (obudowę) oraz 2 szuflady. Korpus ma pogłębianą płaszczyznę górną stanowiącą blat zabiegowo-instrumentalny. Szuflady bez zamków z uchwytami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Korpus z szufladami oparty jest na stelażu o stałej wysokości z 5-ramienną podstawą wyposażoną w podwójne kółka kierunkowe (skrętne) w obudowie z tworzywa sztucznego z miękkimi oponkami nierysującymi twardych powierzchni. Średnica kół 55 mm. Trzy kółka posiadają hamulec postojowy (blokadę jazdy).

### Opcjonalne lakierowanie frontów szuflad ze stali kwasoodpornej

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](mailto:PL-MF-000009262)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) <https://epicmed.pl/> 32 720 94 11



Konstrukcja asystora	<b>stal kwasoodporna</b>
Wysokość asystora	<b>80 cm</b>
Szerokość asystora	<b>45 cm</b>
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	<b>Tak</b>
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali lakierowanej	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Asystor z 1 szufladą	<b>Nie</b>
Asystor z 2 szufladami	<b>Tak</b>
Asystor z 3 szufladami	<b>Nie</b>
Asystor z 4 szufladami	<b>Nie</b>
Mobilny asystor na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna asystora [kg]	<b>15</b>
Stelaż asystora - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Szuflada(y) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Szuflada - szerokość [cm]	<b>41,5</b>
Szuflada - głębokość [cm]	<b>38,5</b>
Szuflada - wysokość [cm]	<b>13</b>
Szuflada(y) - zamknięcia	<b>opcjonalnie</b>
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Podstawa asystora	<b>5-ramienna stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kółka - rodzaj	<b>podwójne kierunkowe</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>3 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita asystora [cm]	<b>60</b>
Głębokość całkowita asystora [cm]	<b>60</b>

Wysokość całkowita asystora [cm]	<b>80</b>
Szerokość podstawy [cm]	<b>60</b>
Waga asystora [kg]	<b>15</b>
Numer katalogowy produktu	<b>A-01-S(2)-KO-0000-K4.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K5/RT</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>A-03KO stolik wielofunkcyjny serii K-5</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>35</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24