



## StB2 stół z półką do badania niemowląt



Stanowisko Juventas StB2 to prosty i praktyczny stół z półką dolną do badania oraz pielęgnacji noworodków i niemowląt dostępny w dwóch wymiarach wysokości do wyboru. Stół do badania niemowląt wykonany jest na stabilnej konstrukcji z profili stalowych polakierowanych proszkowo w kolorze białym i wyposażony w blat zabiegowy z osłonami piankowymi w całości pokryty atestowanym materiałem skóropodobnym lub winylowym. Półka dolna została wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym. W podstawie stół posiada stopki z możliwością regulacji i poziomowania na nierównej powierzchni, które w opcji dodatkowej mogą być zamienione na kółka. Stół może być też doposażony w półkę boczną na akcesoria oraz w półkę wysuwaną pod blatem.

Nr katalogowy: JVS-StB2(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★




### W standardzie

- atestowana tapicerka z palety Standard Line
- półka dolna (stała)
- stopki z regulacją w podstawie

### Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- półka boczna
- wysuwana półka frontowa pod blatem
- kółka w podstawie
- atestowana tapicerka z palety EXCLUSIVE Line

### Tapicerka stolika do badania niemowląt - paleta Standard Line



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-StB2(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paczka do 30 kg</b>
Kraj producenta	<b>Polska</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarancja - gwarant	<b>gwarantem jest producent wyrobu</b>
Serwis	<b>fabryczny producenta</b>
Nr katalogowy wyrobu u producenta	<b>StB2</b>
Rodzaj stanowiska	<b>stolik z blatem</b>
Ogrzewacz noworodków	<b>Nie</b>
Wysokość całkowita	<b>78 cm   88 cm</b>
Szerokość całkowita	<b>100 cm</b>
Głębokość całkowita	<b>74 cm</b>
Wymiary blatu	<b>100 x 74 cm</b>
Oslony blatu	<b>piankowe tapicerowane</b>
Wyposażenie - szafka	<b>bez szafki</b>
Wyposażenie - szuflady	<b>bez szuflad</b>
Wyposażenie - półki dolne	<b>1 półka dolna</b>
Wyposażenie - półki koszowe	<b>bez półek koszowych</b>
Wyposażenie - półka frontowa wysuwana	<b>wysuwana półka frontowa [opcja]</b>
Wyposażenie - półki boczne	<b>boczna opuszczana [opcja]</b>
Opcje podstawy	<b>stopki lub kółka</b>
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]	<b>100</b>
Stelaż - konstrukcja	<b>profile stalowe lakierowane proszkowo</b>
Blat - szerokość [cm]	<b>100</b>
Blat - głębokość [cm]	<b>74</b>
Blat - wypełnienie	<b>pianka PU</b>
Półka dolna - szerokość [cm]	<b>69</b>
Półka dolna - głębokość [cm]	<b>55</b>
półka dolna - udźwig [kg]	<b>10</b>
Półka frontowa wysuwana	<b>w opcji dodatkowej</b>
Półka frontowa wysuwana - szerokość [cm]	<b>70</b>
Półka frontowa wysuwana - głębokość [cm]	<b>65</b>
Półka frontowa wysuwana - udźwig [kg]	<b>6</b>
Półka boczna	<b>opuszczana - w opcji dodatkowej</b>

## DANE PRODUKTU

Półka boczna - szerokość [cm]	<b>40</b>
Półka boczna - głębokość [cm]	<b>60</b>
Półka boczna - udźwig [kg]	<b>3</b>
Stopki podstawy	<b>z regulacją poziomowania</b>
Kółka w podstawie	<b>w opcji dodatkowej zamiast stopek</b>
Masa własna [kg]	<b>28</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.