



Sk1.G4

mobilny stojak do kroplówek i wlewów dożylnych

- 2 wieszaki i 2 koszyki



Mobilny stojak medyczny do kroplówek, infuzji i wlewów dożylnych wyposażony w maszt o średnicy 25 mm i o stałej wysokości 180 cm z głowicą do zawieszenia 2 woreczków (2 wieszaki) i umieszczenia 2 butelek (2 koszyki). Maszt wraz z głowicą wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podstawa 5-ramienna z tworzywa sztucznego wyposażona w 5 kółek skrętnych (kierunkowe) o średnicy 50 mm z bieżnikiem do twardych podłoży. 3 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Stojak kroplówki dostarczany jest w stanie do samodzielnego montażu.

Stojak medyczny Sk1 znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów również w warunkach domowej opieki nad pacjentem

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) - materiał masztu i głowicy stojaka kroplówek

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

W standardzie

- maszt i głowica w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzysty)
- podstawa w kolorze czarnym lub szarym

Opcje dodatkowe z dopłatą

- UC.KO uchwyt ze stali kwasoodpornej do przetaczania stojaka z regulacją wysokości na maszcie
- PL.32x25.KO półka instrumentalna o wymiarach 32x25 cm ze stali kwasoodpornej, grubość blachy 1,5 mm, ciężar półki 1,4 kg, maksymalne obciążenie 2 kg, regulacja wysokości na maszcie
- ZS1-25 zbiorniczek pomocniczy z podziałką wykonany przezroczystego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości na maszcie
- KU1.9-Z kosz o pojemności 9l na odpady z wahadłową pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorystyce biało-szarej
- wybrana listwa zasilająca z adapterem do zwijania przewodu:
 - LZA1 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 3 m
 - LZA2 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem, 10A/~250V/50Hz; zabezpieczenie przeciwprzebiegowe z ochroną linii, dwa bezpieczniki zwłoczne 10A, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 2,5 m
 - LZA3 - 5 gniazd wtykowych z uziemieniem typu schuko, 16A/~250V/50Hz; wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, dwa zaciski ekwipotencjalne wg normy DIN 42801, przewód zasilający 3,0 m

| | |
|--------------------------------------|--|
| Regulacja wysokości głowicy | bez regulacji |
| Wysokość całkowita stojaka | 180 cm |
| Typ głowicy infuzyjnej | 2 wieszaki i 2 koszyki |
| Materiał głowicy | stal kwasoodporna |
| Materiał kolumny stojaka | stal kwasoodporna |
| Podstawa stojaka kropłówki | 5-ramienna |
| Materiał podstawy stojaka | tworzywo sztuczne |
| Półka pod pompę infuzyjną | dostępna |
| Wyposażenie dodatkowe | dostępne |
| Niemagnetyczny stojak kropłówki | Nie |
| Stojak składany z pokrowcem | Nie |
| Stojak mobilny na kółkach | Tak |
| Dopuszczalne obciążenie głowicy | 4 kg |
| Średnica kolumny stojaka [mm] | 25 |
| Szerokość podstawy [cm] | 57,5 |
| Kółka - rodzaj | kierunkowe skrętne |
| Kółka - średnica [mm] | 50 |
| Kółka - blokowanie | 3 kółka z hamulcem |
| Waga stojaka z głowicą [kg] | 6,5 |
| Numer katalogowy produktu | SK-01-TW-KO-G04-K1.5 |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-SK/V2 |
| Nomenklatura wg URPLWMIPIB | wyrób medyczny |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Producent | Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5] |
| Siedziba producenta | [5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | [5] ☎ 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Liczba paczek w przesyłce | 2 |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 10 |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>