


SK-4

mobilny stojak medyczny na kroplówki
regulowany 4 wieszaki



Mobilny stojak medyczny na kroplówki wyposażony w wysuwany wysięgnik i głowicę z 4 wieszakami do zawieszenia woreczków. Wysięgnik wraz z głowicą wykonane ze stali nierdzewnej. Kolumna stojaka wraz z podstawą wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. 5-ramienna podstawa wyposażona jest w kółka skrętne o średnicy 50mm.

Stojak kroplówki SK-4 znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów również w warunkach domowej opieki nad pacjentem.

Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Regulacja wysokości głowicy	z regulacją
Wysokość całkowita stojaka	110-200 cm
Typ głowicy infuzyjnej	4 wieszaki
Materiał głowicy	stal nierdzewna
Materiał kolumny stojaka	stal lakierowana
Podstawa stojaka kroplówki	5-ramienna
Materiał podstawy stojaka	stal lakierowana
Półka pod pompę infuzyjną	niedostępna
Wyposażenie dodatkowe	niedostępne
Niemagnetyczny stojak kroplówki	Nie
Stojak mobilny na kółkach	Tak
Dopuszczalne obciążenie głowicy	2 kg na 1 haczyk
Szerokość podstawy [cm]	68
Kółka - rodzaj	kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	bez hamulca
Waga stojaka z głowicą [kg]	6,5
Numer katalogowy produktu	SK-4
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIPIB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	U.B.M. Katarzyna Kotasińska [7]
Siedziba producenta	[7] ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[7] 77 412 70 78 biuro@meble-medyczne.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	8

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>