

## RC NBVE

zestaw do zdalnego sterowania pracą  
przepływowymi lampami bakteriobójczymi 2-funkcyjnymi



Zestaw Ultra-Viol RC NBVE (odbiornik + pilot) do zdalnego sterowania pracą przepływowymi lampami bakteriobójczymi 2-funkcyjnymi. Zdalne sterowanie umożliwia włączanie i wyłączenie promieniowania UV-C z bezpiecznej odległości do 25 metrów. Zestaw zdalnego sterowania przeznaczony jest do samodzielnego montażu i nie wymaga oddzielnej instalacji elektrycznej. Odbiornik montuje się na ścianie w miejscu przebiegu zasilania lampy bakteriobójczej poprzez wpięcie w obwód prądowy, np. w miejscu puszek elektrycznej przy lampie bakteriobójczej. Zestaw RC NBVE może być stosowany do każdej przepływowej lampy bakteriobójczej 2-funkcyjnej, ściennej lub sufitowej, niezależnie od jej producenta. Przed przypadkowym włączeniem lub wyłączeniem innej lampy bakteriobójczej zabezpieacza niestandardowy system kodowania, na którym oparta jest praca zestawu.

Producent: Ultra-Viol



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta "door-to-door"
Nr katalogowy wyrobu u producenta	RC NBVE 2F
Rodzaj akcesorium do lamp UV-C	zdalne sterowanie pracą lampy
Zasięg działania zdalnego sterowania	do 25 m
Częstotliwość pracy układu zdalnego sterowania	433,92 MHz
Montaż	odbiornik: w dowolnym miejscu na zasilającym lampę bakterioobójczą obwodzie prądowym
Zasilanie	odbiornik: AC 230 V 50 Hz   pilot: DC bateria 12V typ A23
Pobór mocy	odbiornik 0,1 VA
Klasa zabezpieczenia	II klasa
Klasa szczelności obudowy	IP20

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>