

## SZ-01KO

### mobilny stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z misami



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada dwa blaty zabiegowe oraz dwie miski zabiegowe o pojemności 2,5 litra mocowane do stelaża na obrotowych uchwytach. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego o przekroju rurki z gniazdami kół do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](#)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	<b>stal kwasoodporna</b>
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Wysokość stolika zabiegowego	<b>81 cm</b>
Szerokość stolika zabiegowego	<b>74 cm</b>
Ilość blatów zabiegowych	<b>2 blaty zabiegowe</b>
Materiał blatów zabiegowych	<b>stal kwasoodporna</b>
Stolik zabiegowy z szafką	<b>Nie</b>
Misy zabiegowe - ilość	<b>2 misy zabiegowe</b>
Misy zabiegowe - materiał	<b>stal kwasoodporna</b>
Misy zabiegowe w standardzie	<b>Tak</b>
Misy zabiegowe opcjonalnie	<b>Nie</b>
Mobilny stolik na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna stolika [kg]	<b>25</b>
Stelaż stolika - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>górny 74   dolny 70</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	<b>górny 44   dolny 43,5</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Miski na odpady - ilość	<b>2</b>
Miski na odpady - pojemność [ml]	<b>250</b>
Miski na odpady - średnica [cm]	<b>22</b>
Miski na odpady - materiał	<b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b>
Podstawa stolika	<b>mobilna na 4 kółkach</b>
Kółka - rodzaj	<b>skrzętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą</b>
Szerokość całkowita stolika [cm]	<b>74</b>
Głębokość całkowita stolika [cm]	<b>44</b>
Wysokość całkowita stolika [cm]	<b>81</b>
Waga stolika [kg]	<b>18,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>SZ1-02-2P-KO-K5-W   UPO1.KO.PI.KO.2,5-UR1.2</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>

Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-SZ/WF</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>SZ-01KO stolik zabiegowy Typu SZ</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24