

JSK.2A/J-02

mobilny stojak kroplówki regulowany 2 wieszaki



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stojak medyczny na kroplówki wyposażony w wysuwany wysięgnik i głowicę J-02 z 2 wieszakami do zawieszenia woreczków z płynami. Wysięgnik wraz z głowicą wykonane ze stali nierdzewnej. Kolumna stojaka i 5-ramienna podstawa z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Podstawa wyposażona jest w kółka skrętne o średnicy 50 mm.

Stojak kroplówki JSK.2A/J-02 znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów również w warunkach domowej opieki nad pacjentem.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/submitter/PL-MF-000035501)

PRODUCENT

 JUVENTAS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



| | |
|--------------------------------------|---|
| Regulacja wysokości głowicy | z regulacją |
| Wysokość całkowita stojaka | 128-223 cm |
| Typ głowicy infuzyjnej | 2 wieszaki |
| Materiał głowicy | stal nierdzewna |
| Materiał kolumny stojaka | stal lakierowana |
| Podstawa stojaka kropłówki | 5-ramienna |
| Materiał podstawy stojaka | stal lakierowana |
| Półka pod pompę infuzyjną | niedostępna |
| Wyposażenie dodatkowe | dostępne |
| Niemagnetyczny stojak kropłówki | Nie |
| Stojak składany z pokrowcem | Nie |
| Stojak mobilny na kółkach | Tak |
| Dopuszczalne obciążenie głowicy | 1 kg na 1 haczyk |
| Szerokość podstawy [cm] | 46 |
| Kółka - rodzaj | kierunkowe skrętne |
| Kółka - średnica [mm] | 50 |
| Waga stojaka z głowicą [kg] | 5 |
| Numer katalogowy produktu | JSK 2A + J-02 |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 590401370stojkrop9U |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | JSK 2A stojak do kropłówek |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak) |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 7 |
| Producent wyrobu | [38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl |

| | |
|---|--|
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [38] PL-MF-000035501 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24