

Sk1.G5

mobilny stojak do kroplówek i wlewów dożylnych - 4 koszyki



Polski producent
Polski serwis techniczny





Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stojak medyczny do kroplówek, infuzji i wlewów dożylnych wyposażony w maszt o średnicy 25 mm i o stałej wysokości 180 cm z głowicą do umieszczenia 4 butelek (4 koszyki). Maszt wraz z głowicą wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podstawa 5-ramienna z tworzywa sztucznego wyposażona w 5 kółek skrętnych (kierunkowe) o średnicy 50 mm z bieżnikiem do twardej podłogi. 3 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Stojak kroplówki dostarczany jest w stanie do samodzielnego montażu.

Stojak medyczny Sk1 znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów również w warunkach domowej opieki nad pacjentem

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.pl-mf-00009262.eu)

PRODUCENT

**ZTM
TECHMED**


Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE TECHNICZNE

Regulacja wysokości głowicy	bez regulacji
Wysokość całkowita stojaka	180 cm
Typ głowicy infuzyjnej	4 koszyki
Materiał głowicy	stal kwasoodporna
Materiał kolumny stojaka	stal kwasoodporna
Podstawa stojaka kropłówki	5-ramienna
Materiał podstawy stojaka	tworzywo sztuczne
Półka pod pompę infuzyjną	dostępna
Wyposażenie dodatkowe	dostępne
Niemagnetyczny stojak kropłówki	Nie
Stojak składany z pokrowcem	Nie
Stojak mobilny na kółkach	Tak
Dopuszczalne obciążenie głowicy	4 kg
Średnica kolumny stojaka [mm]	25
Szerokość podstawy [cm]	57,5
Kółka - rodzaj	kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	3 kółka z hamulcem
Waga stojaka z głowicą [kg]	6,9
Numer katalogowy produktu	SK-01-TW-KO-G05-K1.5
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-SK/V2
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Stojak kropłówki SK-01
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2

Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	9
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24