



## COR-1 stanowisko do pobierania krwi



Stanowisko Corrado COR-1 do pobierania krwi oraz do iniekcji wykonane na ramie z zamkniętych profili stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Posiada wahadłowe siedzisko zintegrowane z oparciem pleców umożliwiające iniekcje oraz pobrania krwi z prawego lub lewego przedramienia pacjenta. Stanowisko-fotel do pobierania krwi wyposażone jest w podłokietnik z regulacją wysokości od siedziska i obrotem o 180°. Siedzisko i oparcie pleców oraz podłokietnik wypełnione są elastyczną pianką PU i obszyte beższwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru.

Nr katalogowy: CRM-COR-1\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)


[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



Obracając wahadłowe siedzisko zintegrowane z oparciem pleców o kąt 90° uzyskuje się położenie podłokietnika do iniekcji i pobierania krwi odpowiednio z prawej bądź z lewej strony fotela, co umożliwia przeprowadzanie zabiegów na lewym lub prawym przedramieniu pacjenta po odpowiednim obróceniu podłokietnika o 180°.

#### Tapicerka stanowiska do pobierania krwi - paleta kolorów



Producent: Corrado Polska spółka jawna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: CRM-COR-1\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

## DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paczka do 20 kg</b>
Kraj producenta	<b>Polska</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na przetwornik pomiarowy	<b>(nie dotyczy)</b>
Gwarancja na tapicerkę	<b>1 rok</b>
Gwarancja - gwarant	<b>gwarantem jest producent wyrobu</b>
Serwis	<b>fabryczny producenta</b>
Regulacja oparcia pleców	<b>bez regulacji</b>
Podłokietniki	<b>lewa lub prawa strona</b>
Regulacja podłokietników	<b>Tak</b>
Błat zabiegowy	<b>bez blatu</b>
Podnóżek	<b>bez podnóżka</b>
Kółka w podstawie	<b>Nie</b>
Maksymalne obciążenie	<b>150 kg</b>
Konstrukcja	<b>profile stalowe</b>
Wysokość (cm)	<b>90</b>
Szerokość (cm)	<b>60</b>
Głębokość (cm)	<b>80</b>
Oparcie pleców	<b>tapicerowane</b>
Sposób regulacji oparcia pleców	<b>bez regulacji</b>
Siedzisko	<b>tapicerowane, wahadłowe</b>
Podłokietniki - materiał	<b>tapicerowany (lewostronny lub prawostronny po obroceniu siedziska)</b>
Sposób regulacji podłokietników	<b>manualnie</b>
Zakres regulacji podłokietników - wysokość	<b>20-35 cm od poziomu siedziska</b>
Zakres regulacji podłokietników - obrót w poziomie	<b>0-180°</b>
Waga (kg)	<b>19</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.