

## STA.07

## szeroki stolik-wózek pod 2 aparaty medyczne



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny stolik na kółkach pod aparaty medyczne lub aparaty do fizykoterapii oferuje dwa profilowane blaty do ustawienia aparatury medycznej. Blaty i podstawa stolika wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Profilowane pogłębienie blatów zabezpiecza aparaty przed zsunięciem z blatu podczas przetaczania stolika. Stelaż stolika wykonany jest z zamkniętych profili aluminiowych w kolorze naturalnym anodowanego aluminium (srebrzysty). W stelażu stolika znajdują się kanały montażowe umożliwiające regulację pionową mocowania blatów stolika na stelażu. Podstawa posiada 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 50 mm, nadające stolikowi mobilności w obrębie gabinetu i placówki. Wszystkie kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](#)

PRODUCENT

JUVENTAS



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	STA (Juventas)
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	aluminium anodowane
Liczba pólek (blatów) pod aparaty	2 blaty
Materiał pólek (blatów) pod aparaty	stal lakierowana
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Nie
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Nie
Stolik z regulacją wysokości	Nie
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	81
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	79
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	43
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	opcjonalnie 1 wysięgnik kabli
Wysięgnik z głowicą na kropiółki	opcjonalnie 1 wysięgnik na kropiółki
Koszyk na kable do aparatów	bez koszyka na kable
Listwa zasilająca aparaty	opcjonalnie 5 gniazd
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	20
Stelaż stolika - materiał	anodowane aluminium bez lakierowania
Półki/blaty stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	69,6
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	41
Półka/ blat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	10
Podstawa stolika	mobilna na kółkach
Kółka - rodzaj	skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	4 kółka z blokadą
Waga stolika [kg]	14
Numer katalogowy produktu	STA 07
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stolaparmedHL

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STA 07 stolik pod aparaturę medyczną
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	40
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24