


T35.200x90x12.NZ

piankowy materac szpitalny w pokrowcu nieprzepuszczalnym

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Piankowy materac szpitalny T35 o wymiarach katalogowych 200x90x12 cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych. Wkład materaca wykonany jest z twardej pianki poliuretanowej PU o gęstości 35 kg/m³ pokrytej tkaniną obiciową składającą się z bawełny, polipropylenu i poliesteru. Materac T35 charakteryzuje się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łóżkach medycznych z regulowanymi segmentami leża (np. zagłówek i segment nożny). Grubość materaca 12 cm zapewnia odpowiedni komfort dla pacjenta. Materac charakteryzuje się też dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania.

Materac wyposażony jest w medyczny, nieprzepuszczalny i zmywalny pokrowiec o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Absolutnie nieprzemakalny i nieoddychający. Pokrowiec wykonany jest z tkaniny frote z powłoką PCV. Wzdłuż trzech boków ma wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na darcie i ścieranie, odporny na roztocza i środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 1) powłoka zmywalna, nieprzepuszczalna – 100% Poliester + PCV, gramatura 130g/m²; 2) baza: bawełna 100%, gramatura 120g/m².

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000051814](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000051814)

PRODUCENT
JANPOL
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Pokrowiec nieprzepuszczalny zmywalny



DANE PRODUKTU

| | |
|--|---|
| Rodzaj oferty | standard: pojedyncze sztuki |
| Rodzaj materaca szpitalnego | piankowy zwykły |
| Rozmiar materaca | 200x90 cm |
| Twardość materaca | twardy |
| Pokrowiec materaca | nieprzepuszczalny zmywalny |
| Wkład materaca - materiał | pianka poliuretanowa |
| Gęstość pianki wkładu materaca | 35 kg/m ³ |
| Pokrowiec materaca - materiał | frota podgumowana |
| Zapięcie pokrowca na materacu | suwak błyskawiczny |
| Pokrowiec - temperatura prania | 95°C |
| Długość materaca [cm] | 200 ±2 |
| Szerokość materaca [cm] | 90 ±2 |
| Grubość materaca [cm] | 12 ±1 |
| Ciężar materaca z pokrowcem [kg] | 23 |
| Numer katalogowy produktu | T35 200x90x12 NZ |
| Kod PKWiU | 31.03.12.0 |
| Kod CN | 9404 21 90 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5906267MATSZP5S |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | Materac szpitalny |
| Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych | PL/DR 019123 |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na wkład piankowy | 2 lata |
| Gwarancja na pokrowiec materaca | 2 lata |
| Rodzaj przesyłki z produktem | 1) adres firmowy - zafoliowany materac rozłożony (transport producenta) 2) adres domowy: zafoliowany materac zrolowany (przesyłka niestandardowa) |
| Szerokość paczki [cm] | rozłożony 90 cm zrolowany 65 cm |

| | |
|---|--|
| Długość paczki [cm] | rozłożony 200 cm zrolowany 90 cm |
| Wysokość paczki [cm] | rozłożony 13 cm zrolowany 65 cm |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 25 |
| Producent wyrobu | [14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ☒ ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [14] PL-MF-000051814 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [14] ☎ 32 218 09 00 biuro@janpol.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24