

LW-ST

licznik czasu pracy lamp bakteriobójczych ze
stacyjką i wyświetlaczem



Licznik Ultra-Viol LW-ST czasu pracy promienników lamp bakteriobójczych z wyświetlaczem 4-pozycyjnym LED i stacyjką. Jest to licznik cyfrowy, który precyzyjnie odmierza i umożliwia bezpośredni odczyt czasu pracy lampy bakteriobójczej od momentu ostatniej wymiany promienników pozwalając określić właściwy moment ich wymiany. O konieczności wymiany promienników informują też sygnały akustyczne, przerywany oznacza ostatnie 50 godzin pracy promienników a sygnał ciągły oznacza konieczność wymiany promiennika.

Licznik wyposażony jest w stacyjkę z kluczykiem zabezpieczającą przed nieuprawnionym dostępem do sterowania pracą lamp bakteriobójczych.

Zewnętrzny licznik W-ST przeznaczony jest do montażu na ścianie w dowolnym miejscu przebiegu zasilania lampy bakteriobójczej poprzez wpięcie w obwód prądowy. Może być stosowany do każdej lampy bakteriobójczej niezależnie od jej rodzaju i producenta.

Producent: Ultra-Viol



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	LW ST
Rodzaj akcesorium do lamp UV-C	naścienny licznik czasu pracy
Rodzaj licznika czasu pracy	naścienny zewnętrzny
Wyświetlacz licznika	LED 4-pozycyjny
Stacyjka z kluczykiem	tak, 2 klucze na wyposażeniu
Programator czasu pracy	bez programatora
Montaż	w dowolnym miejscu na zasilającym lampę bakterioobójczą obwodzie prądowym
Zasilanie	AC 230 V 50 Hz max 5 A
Pobór mocy	0,1 VA
Klasa zabezpieczenia	II klasa
Klasa szczelności obudowy	IP20
Szerokość całkowita [cm]	8,6
Wysokość całkowita [cm]	15,6
Waga [kg]	0,2

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>