

## Chattanooga 6x8cm

elektrody z pokrowcami do elektroterapii - 4 kpl.



Elastyczne elektrody gumowe wielokrotnego użytku do elektroterapii aparatami wyposażonymi w kable pacjenta z końcówkami PIN 2 mm męski z bolcem do podłączenia elektrod. Elektrody posiadają podłączenie do kabla pacjenta zakończone żeńskim gniazdem PIN 2 mm. Elektrody wykonane są z gumy i silikonu z domieszką grafitu, dzięki czemu bardzo dobrze przewodzą prąd a jednocześnie są na tyle elastyczne by dobrze dopasowywać się do powierzchni ciała pacjenta w miejscu zabiegu. Elektrody można przemywać wodą z mydłem i dezynfekować środkami do dezynfekcji. Okres użytkowania elektrody wynosi średnio około 12 miesięcy w zależności od ilości wykonywanych zabiegów elektroterapii.

W komplecie pokrowce (woreczki) wiskozowe Chattanooga 79970 w rozmiarze 9x10,5 cm dopasowane do elektrod 6x8 cm. Wykonane z wiskozy pokrowce są idealnym zabezpieczeniem skóry pacjenta przed przegrzaniem i oparzeniami podczas terapii prądowych, a także zabezpieczeniem samych elektrod.

Przedmiotem sprzedaży są 4 elektrody o numerze katalogowym producenta 79967 pakowane pojedynczo w opakowania jednorazowe oraz 4 pokrowce wiskozowe o numerze katalogowym producenta 79970 pakowane pojedynczo w opakowania jednorazowe.

Producent: Chattanooga [DJO Global Group]



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Wielka Brytania (Anglia)
Gwarancja ogólna	6 miesięcy
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	79967 + 79970
Typ elektrod	wielorazowe
Rodzaj elektrod	gumowe
Kształt elektrod	prostokątne
Rozmiar elektrod	6 x 8 cm
Połączenie z kablem pacjenta	PIN 2 mm żeński (gniazdo)
Ilość elektrod	4 elektrody
Elektrody z pokrowcami	Tak
Ilość elektrod w zestawie	4
Ilość pokrowców w zestawie	4
Materiał pokrowców na elektrody	wiskoza
Okres używalności	około 12 miesięcy

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>