



## UGUL-D MAX

kabina UGUL pojedyncza z drabinką i osprzętem  
maksymalnym



Kabina UGUL Kinesis D z drabinką pojedyncza 200x200x200 cm składająca się z 8 prostokątnych przęseł wypełnionych prętami stalowymi lakierowanymi proszkowo na kolor biały lub szary. Jedno przęśło z drabinką ze szczeblami wykonanymi z drewna. Wraz z kabiną UGUL dostarczany jest maksymalny zestaw osprzętu Kinesis MAX do ćwiczeń w kabinie UGUL.

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego UGUL stosowany jest w kinezyterapii indywidualnej do usprawniania leczniczego schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych poprzez ćwiczenia ruchowe w zawieszeniu, czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Jednocześnie w kabinie UGUL i przy niej może ćwiczyć do kilku pacjentów.

Kod osprzętu	Rodzaj osprzętu	Sztuk w zestawie
C1	Ciężarek miękki 0,5 kg	2
C2	Ciężarek miękki 1,0 kg	2
C3	Ciężarek miękki 1,5 kg	2
C4	Ciężarek miękki 2,0 kg	2
C5	Ciężarek miękki 2,5 kg	2
C6	Ciężarek miękki 3,0 kg	2
C7	Ciężarek miękki 4 kg	2
ES	Esik metalowy	30
KS	Kamaszek skórzany do wyciągu	1
MNK	Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 8x45 cm	2
MU	Mankiet udowy 13x77 cm	1
PU	Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 172x12,5 cm	2
PWM	Pas do wyciągu za miednicę 115x15 cm	1
PG	Pętla Glissona z orczykiem	1
PODW	Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4 cm	4
POKL	Podwieszka klatki piersiowej 22x67/35x8 cm	1
POMI	Podwieszka pod miednicę 21x73 cm	1
POGŁ	Podwieszka pod głowę 15x54 cm	1
PORA	Podwieszka ramienna 10x42 cm	2
POUD	Podwieszka udowa 14x52 cm	2
POKO	Podwieszka kolanowa 8x57 cm	2
UCH	Uchwyt metalowy na linkę	2
L1	Linka 120 cm do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu	6
L2	Linka 160 cm do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu	4
L3	Linka 350 cm z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem	2
L4	Linka 225 cm do ćwiczeń samowspomaganych	1
L5	Linka 550 cm do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem	1

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne

# KINESIS



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Konstrukcja UGUL	kabina pojedyncza
Drabinka	z drabinką
Przewieszka boczna	bez przewieszki
Osprzęt do ćwiczeń UGUL	z zestawem osprzętu
Materiał konstrukcji	stal lakierowana proszkowo
Wysokość kabiny UGUL [cm]	200
Szerokość kabiny UGUL [cm]	200
Głębokość kabiny UGUL [cm]	200
Waga kabiny UGUL [kg]	114
Zestaw osprzętu do ćwiczeń	zestaw maksymalny Kinesis MAX

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>