



PD-02

parawan lekarski 2-skrzydłowy w ramie drewnianej na kółkach

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CEZASŁONA PARAWANU
elanobawełna koloryelanobawełna
białyelanobawełna
niebieskielanobawełna
zielonyTEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe
według Oeko-Tex® Standard 100

Mobilny parawan medyczny (lekarski) 2-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 160 cm na stabilnej podstawie wyposażonej w podwójne kółka kierunkowe (skrętne) z miękkimi oponkami nie rysującymi podłoga i blokadą jazdy. Każde ze skrzydeł parawanu wykonane jest na ramie z drewna bukowego lakierowanego w 2 wariantach kolorystycznych do wyboru. Ramy skrzydeł o szerokości 89,5 i 69,5 cm połączone zawiasami metalowymi. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z tkaniny niezmywalnej wykonanej z elanobawełny w trzech kolorach do wyboru. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe, a przy tym ciche, przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Parawan PD-02 dostarczany jest w elementach do samodzielnego montażu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.eudamed.eu/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj parawanu	2-skrzydłowy
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Parawan zmywalny	Nie
Materiał ramy parawanu	drewno bukowe
Kolor ramy drewnianej	naturalny lub wybarwiony
Materiał ekranu (zasłony) parawanu	elanobawełna
Wysokość całkowita parawanu	170 cm
Szerokość całkowita parawanu	160 cm
Szerokość skrzydła parawanu	90 cm + 70 cm
Łączenie skrzydeł parawanu	zawiasy
Rodzaj podstawy parawanu	mobilna z kółkami hamowanymi
Wykończenie konstrukcji drewnianej	lakier do drewna
Tkanina zasłony parawanu	elanobawełna: 35% bawełna, 65% PES (poliester)
Kółka - rodzaj	skrzętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Kółka - blokada jazdy	hamulec postojowy
Forma dostarczenia parawanu	do samodzielnego montażu
Szerokość podstawy [cm]	35
Wymiary zasłony/ekranu w parawanie [cm]	140x78 140x59
Ciężar parawanu [kg]	19
Numer katalogowy produktu	PD-02
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491ParawanyGP
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Parawan PD-02
Stawka podatku VAT na produkt	8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☒ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24