

## PRM2Z

metalowy parawan lekarski 2-skrzydłowy zmywalny



Parawan medyczny Juventas PRM2Z dwuskrzydłowy o wysokości 165 cm szerokości 134 cm, wykonany w ramie z profili metalowych (rurka) lakierowanych proszkowo na kolor biały. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z tkaniny zmywalnej w 4 kolorach do wyboru. Parawan oparty jest na 4 nogach wyposażonych w kółka do przemieszczania parawanu w obrębie gabinetu i placówki.

Parawan lekarski PRM2 znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych i opiekuńczych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Charakterystyka i kolory zmywalnej tkaniny zastonowej parawanu lekarskiego

Tkanina poliestrowa o nazwie handlowej Sanmed C460 produkowana przez Sanwil Polska. Materiał spełnia wszelkie wymagania stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia. Stosowana głównie do produkcji nieprzemakalnych i paroprzepuszczalnych pokrowców dla służby zdrowia. Wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, paroprzepuszczalna i wodoszczelna. Posiada certyfikat Oeko-Tex oraz atest Państwowego Instytutu Higieny. Nie zawiera PCW i ftalanów, związków azowych i metali ciężkich. Może być poddawana dezynfekcji powierzchniowej i sterylizacji parowej.



**Rodzaj powłoki:** PU 100% | **Rodzaj nośnika:** PES 100% | **Palność:** produkt uniepalniony | **Siła zrywająca wzdłuż:**  $\geq 20$  daN/5cm | **Siła zrywająca wszerz:**  $\geq 10$  daN/5cm | **Wodoszczelność:**  $\geq 2000$  mm słupa H<sub>2</sub>O | **Paroprzepuszczalność:**  $\geq 300$  g/m<sup>2</sup>/24h.

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ parawanu	2-skrzydłowy
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Wysokość parawanu	165 cm
Szerokość parawanu	134 cm
Materiał ramy	stal lakierowana
Materiał ekranu	zmywalny
Kółka w podstawie parawanu	Tak
Konstrukcja parawanu	profile stalowe (rurki)
Wykończenie konstrukcji	lakier proszkowy w kolorze białym
Szerokość skrzydeł [cm]	67/67
Szerokość podstawy [cm]	48
Podstawa parawanu	przejezdna z kółkami
Waga parawanu [kg]	10

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>