



ELEGANT

stolik-wózek pod 2 aparaty medyczne



Elegancki i estetyczny stolik dedykowany użytkownikom wszelkiej aparatury medycznej, w tym aparatów do fizykoterapii. Posiada stabilną konstrukcję stalową wraz z podstawą wyposażoną w kółka oraz 2 półki pod aparaty i szufladę na akcesoria. Półki wykonano z laminowanej płyty meblowej. Kolorystyka jak na zdjęciu.

Stolik pod aparaty medyczne Kinesis ELEGANT znajduje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia pod różnego rodzaju aparaturę medyczną. Polecany jest również do gabinetów fizjoterapii pod aparaty do fizykoterapii, Sprawdzi się także w laboratoriach oraz w przedsiębiorstwach o innym profilu jako stolik-wózek pod elektronikę użytkową i przemysłową albo pod aparaturę kontrolną i pomiarową.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	stal lakierowana
Liczba półek (blatów) pod aparaty	2 blaty
Materiał półek (blatów) pod aparaty	plyta meblowa
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Tak
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Nie
Stolik z regulacją wysokości	Nie
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	113
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	56
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	40
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	bez wysięgnika kabli
Wysięgnik z głowicą na kropiółki	bez wysięgnika na kropiółki
Koszyk na kable do aparatów	bez koszyka na kable
Listwa zasilająca aparaty	bez listwy zasilającej
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	25
Stelaż stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - materiał	plyta meblowa laminowana
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	50
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	górný 30 cm dolny 40 cm
Półka/blat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	10
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa stolika	mobilna na kółkach
Kółka - rodzaj	skrętné
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Waga stolika [kg]	18
Numer katalogowy produktu	ELEGANT
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1

Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Biuro Handlowe "KINESIS" Andrzej Boruta [21]
Siedziba producenta	[21] ul. Penara 23; 38-440 Iwonicz Zdrój [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[21] ☎ 13 435 06 45 serwis@kinesis.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	20

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>