

LT-3m

lustro korekcyjne z siatką posturograficzną w
ramie metalowej



Lustro korekcyjne Kinesis LT-3m 3-skrzydłowe z naciętą siatką posturograficzną na tafli polerowanego szkła w ramie metalowej lakierowanej proszkowo. Lustro posiada nieruchome skrzydło centralne oraz dwa odchylane skrzydła boczne. Stosowane w rehabilitacji do oceny i korekcji wad postawy u dzieci i dorosłych. Rama lustra korekcyjnego oparta jest na podstawie z drewna bukowego wyposażonej w kółka do przemieszczania lustra.

Lustro korekcyjne LT-3 jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	LT-3 metalowe
Liczba skrzydeł lustra	3-skrzydłowe
Rama lustra	metalowa
Typ lustra	przejezdne
Siatka posturograficzna	Tak
Szkló - materiał	szkló polerowane
Wymiary oczka siatki posturograficznej	10x10 cm
Konstrukcja ramy	stal lakierowana proszkowo
Wysokość całkowita [cm]	195
Szerokość całkowita [cm]	140
Szerokość lewego skrzydła [cm]	35
Szerokość cz. środkowej [cm]	70
Szerokość prawego skrzydła [cm]	35
Konstrukcja podstawy	stal lakierowana proszkowo
Podstawa	z kółkami
Waga lustra [kg]	48

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>