

UGUL-PP

kabina UGUL podwójna



Kabina UGUL Kinesis PP podwójna 400x200x200 cm składająca się z 14 prostokątnych przęseł wypełnionych prętami stalowymi lakierowanymi proszkowo na kolor biały lub szary.

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego UGUL stosowany jest w kinezyterapii indywidualnej do usprawniania leczniczego schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych poprzez ćwiczenia ruchowe w zawieszeniu, czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Jednocześnie w kabinie UGUL i przy niej może ćwiczyć do kilku pacjentów.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KiNesis

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kraj producenta | Polska |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarancja - gwarant | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis | fabryczny producenta |
| Konstrukcja UGUL | kabina podwójna |
| Drabinka | bez drabinki |
| Przewieszka boczna | bez przewieszki |
| Osprzęt do ćwiczeń UGUL | bez osprzętu |
| Materiał konstrukcji | stal lakierowana proszkowo |
| Wysokość kabiny UGUL [cm] | 200 |
| Szerokość kabiny UGUL [cm] | 400 |
| Głębokość kabiny UGUL [cm] | 200 |
| Waga kabiny UGUL [kg] | 199 |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>