

## WD2p

### szafka przyłóżkowa pacjenta jednostronna



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



#### LAKIER PROSZKOWY - kolory



Szpitalna szafka przyłóżkowa pacjenta, jednostronna, wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na lakierowanym proszkowo stelażu aluminiowym. Posiada blat wykonany z płyty HPL i wysuwaną szufladę oraz część dolną z drzwiczkami i dolną półką kosзовą mogącą służyć na obuwie pacjenta. Szafka pacjenta oparta jest na podstawie wyposażonej w 4 kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 55 mm w kolorze białym w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają bieżnik nie rysujący podłogi. 2 kółka wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.eudamed.eu/)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE PRODUKTU

Typ szafki przyłóżkowej	<b>jednostronna</b>
Konstrukcja szafki	<b>plyta meblowa</b>
Wysokość szafki [cm]	<b>88</b>
Szerokość szafki [cm]	<b>43</b>
Głębokość szafki [cm]	<b>41</b>
Błat górny szafki	<b>plaski - plyta meblowa</b>
Błat boczny szafki	<b>bez blatu bocznego</b>
Kosz lub wnęka na butelki	<b>Nie</b>
Półka lub kosz na obuwie	<b>Tak</b>
Szafka przyłóżkowa na kółkach	<b>Tak</b>
Błat górny - materiał	<b>plyta meblowa laminowana</b>
Błat górny - wymiary [mm]	<b>430x410</b>
Szuflada szafki - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada szafki - wymiary [mm]	<b>380x400x155 (S x G x H)</b>
Szafka - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szafka - wymiary korpusu [mm]	<b>380x400x450 (S x G x H)</b>
Podstawa szafki - materiał	<b>stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą jazdy (hamulec)</b>
Półka na obuwie - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Ciężar szafki [kg]	<b>19</b>
Numer katalogowy produktu	<b>WD2-1-B(HPL3)SD-0000-K4.3-W</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-WD/UZ</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>WD2 szafka przyłóżkowa serii WD</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>21</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. * ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24