

## PT.2


## parawan teleskopowy ścienny z zasłoną zmywalną i uchwytem szynowym

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

## ZASŁONA PARAWANU - kolory

ZP1  
miętowyZP2  
żółtyZP3  
niebieskiZP4  
białyZP5  
beżowyZP6  
zielonyZP7  
szary

## Tkanina poliestrowa PANAMA PU



Teleskopowy, przysięenny parawan lekarski o rozpiętości wysięgnika teleskopowego 70-200 cm. Wysięgnik teleskopowy wykonany są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Uchwyt szynowy USU2-01 do szyny instrumentalnej systemu Modur wykonany z anodowanego aluminium i wyposażony w śruby dociskowe M6x25 mm. Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu uchwyty ściennego wynosi 180°. Parawan wyposażony jest w zasłonę zmywalną o szerokości 220cm i wysokości 150cm wykonaną z tkaniny poliestrowej Panama PU z powłoką wodoodporną. Montaż parawanu do szyny instrumentalnej systemu Modur o profilu 10x30 mm (dostępna w opcji dodatkowej) na uchwycie szynowym USU2-01 (w zestawie z wysięgnikiem).

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://www.eudamed.eu/PL-MF-00009262)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Mocowanie parawanu	uchwyt na szynę instrumentalną
Materiał wysięgnika teleskopowego	stal kwasoodporna AISI
Rozpiętość teleskopu parawanu	70-200 cm
Materiał zasłony parawanu	Panama PU
Zasłona zmywalna	Tak
Wymiary zasłony (szer. x wys.) [cm]	220x150
Uchwyt parawanu	szynowy ze stali kwasoodpornej
Zakres obrotu w osi pionowej	0-180°
Ciężar parawanu [kg]	4,15
Numer katalogowy produktu	PT1-USU1.MD_200-Z
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-parawany/9V
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	PT-02 parawan teleskopowy Typ PT
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☉ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24