

## B-02ST

mobilny asystor zabiegowy z szufladą i blatami ze stali kwasoodpornej

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

## LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny asystor zabiegowy z dwoma blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i użytkową szufladą na akcesoria zabiegowe. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające narzędzia przed zsunieniem z blatu. Obudowa (korpus) szuflady oraz szuflada wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Stelaż asystora zabiegowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo w standardzie na kolor biały. Stelaż umożliwia regulację rozstawu korpusu szuflady i blatów instrumentalnych w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie tego asystora do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor biały. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrótnie) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni, nadające asystorowi zabiegowemu mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

W aluminiowym stelażu asystora zabiegowego znajdują się 2 kanały montażowe (zewnątrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację położenia blatów zabiegowych i korpusu szuflady, a w przyszłości także wyposażenie asystora w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](mailto:PL-MF-000009262)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE PRODUKTU

Konstrukcja asystora	<b>stal + aluminium lakierowane</b>
Wysokość asystora	<b>80 cm</b>
Szerokość asystora	<b>50 cm</b>
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	<b>Nie</b>
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Tak</b>
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali lakierowanej	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Asystor z 1 szufladą	<b>Tak</b>
Asystor z 2 szufladami	<b>Nie</b>
Asystor z 3 szufladami	<b>Nie</b>
Asystor z 4 szufladami	<b>Nie</b>
Mobilny asystor na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna asystora [kg]	<b>15</b>
Stelaż asystora - materiał	<b>aluminium lakierowane proszkowo</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	<b>32</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Szuflada(y) - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada - szerokość [cm]	<b>37,5</b>
Szuflada - głębokość [cm]	<b>28</b>
Szuflada - wysokość [cm]	<b>10,5</b>
Szuflada(y) - zamknięcia	<b>opcjonalnie zamek patentowy z kluczem</b>
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Podstawa asystora	<b>stalowa lakierowana proszkowo</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita asystora [cm]	<b>50</b>
Głębokość całkowita asystora [cm]	<b>40</b>

Wysokość całkowita asystora [cm]	<b>80</b>
Waga asystora [kg]	<b>25</b>
Numer katalogowy produktu	<b>B-02-S(1)P-80-K5</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K6/RW</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>B-02ST stolik wielofunkcyjny serii K-6</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>40</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24