

GAIA.I

leżanka medyczna 1-częściowa drewniana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Leżanka medyczna ze skokową regulacją wysokości za pomocą łatwych w obsłudze drewnianych gałek, wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego w trzech kolorach wybarwienia drewna do wyboru. Na stelażu drewnianym oparte jest jednoczęściowe leże z komfortowym wypełnieniem pianką PU o grubości 10 cm. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Leżanka wyposażona jest w funkcjonalną półkę na akcesoria do fizykoterapii lub masażu albo zabiegów kosmetycznych.

W opcjach wyposażenia dodatkowego leżanka może być wykonana z otworem do oddychania w przedniej części leża wraz z zatyczką oraz doposażona w uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 60 cm i w podłógkach prosty lub regulowany montowany do krawędzi leża w przygotowanych do tego celu gniazdach.

Drewniane leżanki medyczne stosowane są szeroko w gabinetach lekarskich do ogólnego badania pacjentów i przeprowadzania badań z użyciem elektrokardiografu, ultrasonografu lub innej aparatury medycznej oraz w innych placówkach ochrony zdrowia, np. w gabinetach rehabilitacji do prowadzenia zabiegów z użyciem aparatów do fizykoterapii i lamp naświetlających. Sprawdzają się również w salonach kosmetycznych i salonach tatuażu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.pl-mf-000035501)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

Leże leżanki medycznej	1-częściowe
Regulowany zagłówek	Nie
Odlączany podglówek	Nie
Podłokietniki w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy leżanki medycznej	drewno bukowe
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	Tak
Długość całkowita leżanki	190 cm
Szerokość całkowita leżanki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	Tak
Wysokość całkowita leżanki	55-83 cm
Dopuszczalne obciążenie leżanki	200 kg
Uchwyt na podkłady (standard / opcjonalnie)	Tak
Koła w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Materiał ramy dolnej - szczegóły	drewno bukowe
Wytrzymałość statyczna [kg]	200
Sposób regulacji wysokości leża	skokowo za pomocą łatwych w obsłudze gałek
Zakresy skokowej regulacji wysokości	55-83
Podglówek	opcjonalnie
Otwory w leżu	opcjonalnie otwór z zatyczką w przedniej części leża
Półka pod leżem	w standardzie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości do 60 cm
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	190 (220)
Waga leżanki [kg]	32
Numer katalogowy produktu	GAIA I
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904013701ezdrew43

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	GAIA I leżanka drewniana
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	35
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24