



Cromo Lux taboret medyczny regulowany na kółkach



Taboret medyczny CROMO LUX oparty jest na stabilnej, pięcioramiennej podstawie ze stali pokrytej chromem i wyposażonej w kółka. Posiada obrotowe, okrągłe siedzisko z regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej z dźwignią umieszczoną pod siedziskiem. Siedzisko oraz oparcie taboretu wypełnione są pianką PU i pokryte tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Taboret wyposażony jest w oparcie pleców i chromowaną obręcz pod stopy z regulacją wysokości od podłoża.

Nr katalogowy: JVS-CROMO-LUX*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



Cromo Lux

taboret medyczny regulowany na kółkach




W standardzie

- atestowana tapicerka siedziska z palety Standard Line

Opcje dodatkowe z dopłatą

- atestowana tapicerka siedziska z palety EXCLUSIVE Line

Tapicerka taboretu medycznego - paleta Standard Line



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-CROMO-LUX*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

DANE PRODUKTU

Rodzaj taboretu	taboret z podłokietnikiem
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø34 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	60-78 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal chromowana
Maksymalne obciążenie	120 kg
Głębokość siedziska [cm]	34
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Podłokietnik	tapicerowany, typ stomatologiczny
Podnózek - materiał	obręcz ze stali chromowanej, wsporniki stalowe lakierowane
Regulacja podnóżka	w pionie śrubą dociskową w zakresie 26-46 cm
Średnica podstawy [cm]	62
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne, osłony ze stali chromowanej
Kółka - średnica [mm]	50
Szerokość całkowita [cm]	62
Głębokość całkowita [cm]	65
Wysokość całkowita [cm]	115
Waga taboretu [kg]	12,7
Numer katalogowy produktu	CROMO LUX
Certyfikacja produktu	CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu

DANE PRODUKTU

Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Producent	Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. [25]
Siedziba producenta	[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[25] 13 463 80 35 reklamacje@juventas.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	13,5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.