

## TB2GRd

taboret lekarski ze stali kwasoodpornej na kółkach regulowany



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej z profili giętych ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i wyposażonej w kółka kierunkowe z miękkim bieżnikiem do zastosowania na twardych podłożach. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy krótkiego siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej). Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Siedzisko taboretu lekarskiego obszyte jest tapicerką ze zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, zaś wypełnienie siedziska wykonane jest z elastycznej i średnio twardej pianki poliuretanowej.

### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

### PRODUCENT



### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



TAPICERKA kolory

Rodzaj taboretu	taboret / stolec bez oparcia
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - silownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	71,5-96,5 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	bez obręczy
Podstawa taboretu	5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu	stal kwasoodporna
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Głębokość siedziska [cm]	35
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Średnica podstawy [cm]	60
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali ocynkowanej
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokada jazdy	2 kółka z hamulcem
Szerokość całkowita [cm]	60
Głębokość całkowita [cm]	60
Wysokość całkowita [cm]	96,5
Waga taboretu [kg]	8,5
Numer katalogowy produktu	TB-03-000-RD-T_-K2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-TB/UC
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	TB-03 taboret serii TB
Stawka podatku VAT na produkt	8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	10
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☐ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz[Polska] ☎52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-00009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24