

LD-R02 Plus S-Max

szeroka leżanka medyczna 3-częściowa drewniana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



TAPICERKA paleta STANDARD

Szeroka leżanka medyczna o szerokości leża 70 cm ze skokową regulacją wysokości w zakresie od 55 do 75 cm i maksymalnym obciążeniem statycznym do 200kg. Leżanka wykonana jest na stabilnej konstrukcji z drewna bukowego lakierowanego w dwóch wariantach kolorystycznych do wyboru. Posiada trzyczęściowe leże z zagłówkiem i podnóżkiem regulowanymi skokowo za pomocą mechanizmów typu rastomat. Zagłówek wyposażony jest w otwór z estetyczną zatyczką. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU o grubości 5 cm. Leże pokryte jest bezzwłową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety standard lub palety Prestige. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części oraz w dolną półkę na akcesoria.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Leże leżanki medycznej	3-częściowe
Regulowany zagłówek	Tak
Odcłaczany podglówek	Nie
Podkietniki w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Tak
Materiał ramy leżanki medycznej	drewno bukowe
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	Tak
Długość całkowita leżanki	190 cm
Szerokość całkowita leżanki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	Tak
Wysokość całkowita leżanki	55-75 cm
Dopuszczalne obciążenie leżanki	200 kg
Uchwyt na podkłady (standard / opcjonalnie)	Tak
Koła w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia leżanki do lokalu	niedostępna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	drewno bukowe
Wytrzymałość statyczna [kg]	200
Sekcja zagłówka	długa tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowo rastomatem
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0° - 45°
Otwór w zagłówku	z otworem lub bez otworu
Zaślepka otworu w zagłówku	w standardzie przy wyborze otworu w zagłówku
Półka pod leżem	opcjonalnie
Sekcja podnóżka	podnoszona tapicerowana
Sekcja podnóżka - sposób regulacji	skokowo rastomatem
Sekcja podnóżka - zakres regulacji	0° - 35°
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	190
Długość sekcji zagłówka [cm]	63
Długość sekcji piersiowej [cm]	53
Długość sekcji podnóżka [cm]	70
Waga leżanki [kg]	36
Numer katalogowy produktu	LD-R02 Plus 70
Kod PKWiU	32.50.30.0

Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491LeDr75
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Leżanka drewniana LD-R02 Plus
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	39
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24