

ABPM-308 v.201 Eco

holter RR rejestrator ciśnienia krwi


Polski producent
Polski serwis techniczny

Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

Darmowa dostawa
na terenie Polski

Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE


Prosty w obsłudze, wysokiej klasy holter RR wykonany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe rejestrujący nieinwazyjnie, długoterminowe zapisy pomiarów ciśnienia tętniczego krwi metodą holterowską. Rejestrator RR umożliwia wykonanie oceny ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną u pacjentów dorosłych, kobiet w ciąży, włączając w to pacjentów przedrzucawkowych i pacjentów pediatrycznych (od 3 roku życia). Ocena ciśnienia tętniczego krwi odbywa się poprzez zastosowanie dmuchanego mankieta, dokładnego przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji. Zapis do pamięci holtera można prowadzić w okresie do 5 dni w trybie Eco na 2 bateriach LR6 AA 1,2-1,5V lub do 14 dni na 4 bateriach, w 6 okresach pomiarowych na dobę z podziałem wyników na aktywność i sen. Pamięć holtera pomieści do 1000 wyników badań.

Holter ABPM-308 v.201 oferuje 2 tryby rejestracji zapisu pomiarów, pacjent dorosły (0-300 mmHg) lub pacjent pediatryczny (0-150 mmHg) - wartości względem ciśnienia atmosferycznego. Posiada kolorowy ekran graficzny OLED i klawiaturę pojemnościową z przyciskami zdarzeń. Rejestrator zasilany jest dwiema (tryb Eco - zapis do 5 dni) lub czterema (zapis do 14 dni) bateriami alkalicznymi typu AA 1,2-1,5V lub zamiennie akumulatorami wielokrotnego ładowania Ni-MH R6 AA. Rejestrator oferuje również tryb pracy stacjonarnej z zasilaniem przez port USB i sterowaniem ręcznym.

Na wyposażeniu fabrycznym rejestratora ABPM-308 v.201 Eco jest kompletny mankieta wielorazowego użytku w rozmiarze 25-35 cm (średni) dla pacjentów dorosłych wraz z przewodem i łącznikami. Inne rozmiary i rodzaje mankietów dostępne są opcjonalnie.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000018796](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000018796)

PRODUCENT
ASPEL
SPRZĘT MEDYCZNY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Zakres pomiaru RR u dorosłych	0-300 mmHg
Zakres pomiaru RR u dzieci	0-150 mmHg
Testu szczelności holtera RR	Tak
Testu manometru holtera RR	Tak
Ekran / Wyświetlacz	OLED
Zasilanie	baterie LR6/AA 1,5V
Współpraca z oprogramowaniem PC	Aspel 508 ABPM HoICARD CR-07
Oprogramowanie w zestawie z holterem	Nie
Okresy pomiarowe	6
Zegar czasu rzeczywistego	wewnętrzny
Harmonogram rejestracji pomiarów	aktywność i sen
Tryb pracy	1) dorosły 2) pediatryczny
Wyniki pomiarów RR	ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR
Prezentacja ciśnienia w mankiecie	wartość liczbowa lub graficznie
Sygnalizacja błędów pomiaru RR	w postaci ostrzeżeń i kodów
Pamięć rejestratora	1000 badań
Klawiatura	z przyciskiem zdarzeń
Menu holtera	ozbudowane, dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja
Czas pracy na bateriach	do 14 dni (w trybie Eco do 5 dni)
Szerokość całkowita rejestratora [cm]	9
Wysokość całkowita rejestratora [cm]	9,3
Grubość całkowita rejestratora [cm]	3,6
Waga rejestratora[kg]	0,9
Numer katalogowy produktu	07-105-0017
Kod PKWiU	26.60.12.0
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa IIa, reguła 10
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Rejestrator ciśnienia ASPEL 308 ABPM v.201
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata

Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na aparat	2 lata
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	3
Producent wyrobu	[2] ASPEL S.A.  os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]  12 285 22 22 @ esklep@aspel.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[2] PL-MF-000018796
Serwis techniczny w Polsce	krajowa sieć serwisowa producenta
Serwis techniczny - kontakt	 694 423 953 https://aspel.com.pl/serwis,47 @ serwis@aspel.com.pl
Zdalna pomoc techniczna	 694 423 953  7:00 - 15:00 @ serwis@aspel.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[2]  508 295 181 eudamed@aspel.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.
Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24