

Perfect III

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Medi 01 biały	Medi 02 złoty neonowy	Medi 03 zielony neonowy	Medi 04 niebieski jasny	Medi 05 malinowy
Medi 06 czarny	Medi 07 morski	Medi 08 złoty miedziany	Medi 12 granatowy	Medi 15 czarny
Medi 16 błękitny	Medi 17 zielony trawlisty	Medi 18 limonkowy	Medi 20 kość słoniowa	Medi 21 płaskowy
Medi 22 mętowy	Medi 23 niebieski	Medi 24 szaro-niebieski	Medi 27 turkusowy	Medi 28 brzoszwinowy
Medi 30 bordowy	Medi 31 pomarańczowy	Medi 32 beżowy ciemny	Medi 33 beżowy jasny	Medi 34 szary jasny
Medi 36 szary ciemny	Medi 53 złoty ciepły	Medi 54 różowy	Medi 55 pomarańczowy ciemny	

TAPICERKA - paleta Medi



Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczne łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota i pneumatyczne podnoszenie tylnej części leża do funkcji fotela umożliwiającej pacjentowi przyjęcie pozycji siedzącej i półleżącej oraz w elektryczną regulację wysokości ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu, a także w elektrycznie pozycjonowanie leża do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga przewodowym pilotem ręcznym. Łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota przyciskiem umieszczonym pod leżem. Nożna regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu w systemie podnoszenia i opuszczania stołu wydajnego silownika elektrycznego. Regulacja nożna pozwala rehabilitantowi na przeregulowanie wysokości stołu z każdego miejsca przy leżysku stołu bez odrywania rąk od pacjenta.

Stół rehabilitacyjny Perfect III oferuje 3-częściowe leże o szerokości 70 cm i długości 203 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz regulowanymi sekcjami: piersiową i lędźwiowo-nożną. W sekcji piersiowej znajdują półki boczne otwierane w dół, aby podczas zabiegu lub masażu ręce pacjenta ułożone na brzuchu mogły pozostawać w swobodnym zwisie. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub z palety V-Line. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Przy sekcji piersiowej oraz lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do mocowania pasów stabilizujących pacjenta.

Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Leże wsparte jest na 2 kolumnach z silownikami elektrycznymi. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu oraz w system kół opuszczanych nadających mobilności stołowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwigniową nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetrzącać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny Perfect III można dodatkowo doposażyć w opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000023594](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT

KINESIS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna/nożna (pilot/rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	64-104 cm
Liczba sekcji leża	3 sekcje (3-częściowe)
Sekcja zagłówek	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja piersiowa	regulowana - łamanie leża
Sekcja łądzwiowo-nożna	regulowana (podnoszona)
Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)	203 x 70 cm
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Tak
Pozycja Trendelenburga	Tak
Pozycja antyTrendelenburga	Tak
Funkcja CPR	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	Perfect (BH Kinesis)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	150
Rodzaj ramy dolnej stołu	kolumnowa
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silowniki elektryczne
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	w standardzie
Długość sekcji zagłówek [cm]	48
Sposób regulacji zagłówek	pneumatyczny
Zakres regulacji zagłówek	-80° do +45°
Otwór w zagłówku	w standardzie z zatyczką
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 do -20 cm od poziomu zagłówek
Długość sekcji piersiowej [cm]	50
Sposób regulacji sekcji piersiowej	elektryczny
Zakres regulacji sekcji piersiowej	0° do +45°
Opuszczane boki sekcji piersiowej (zwis ramion pacjenta)	w standardzie
Sposób łamania leża w cz. środkowej	elektryczny
Zakres łamania leża w cz. środkowej	0° do +45°
Długość sekcji łądzwiowo-nożnej [cm]	106
Sposób regulacji sekcji łądzwiowo-nożnej	pneumatyczny
Zakres regulacji sekcji łądzwiowo-nożnej	0° do +85°
Sposób regulacji do pozycji Trendelenburga	mieszany: elektryczny / pneumatyczny

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga	-25° do 0°
Sposób regulacji do pozycji anty-Trendelenburga	mieszany: elektryczny / pneumatyczny
Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga	0° do +25°
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Wieszak na podłokietniki higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	4 opuszczone koła kierunkowe z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	125
Numer katalogowy produktu	PERFECT III
Kod PKWU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904063815perfect8G
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Perfect III stół rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	150
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[16] KINESIS Biuro Handlowe Andrzej Boruta sp. ul. Penara 23; 38-440 Iwonicz-Zdrój[[Polska]]☎13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[16] PL-MF-000018445
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24