

MR-5

materac 3-częściowy 195x85x5cm



Medi 01 biały	Medi 02 biały neonowy	Medi 03 biały neonowy	Medi 04 niebieski jasny	Medi 05 niebieski
Medi 06 czerwony	Medi 07 niebieski	Medi 08 niebieski medyczny	Medi 12 granatowy	Medi 15 czarny
Medi 16 niebieski	Medi 17 zielony trawersowy	Medi 18 szary	Medi 20 kakiemłowa	Medi 21 szary
Medi 22 niebieski	Medi 23 niebieski	Medi 24 szary-miejski	Medi 27 niebieski	Medi 28 niebieski
Medi 30 niebieski	Medi 31 niebieski	Medi 32 niebieski ciemny	Medi 33 niebieski jasny	Medi 34 szary jasny
Medi 36 szary ciemny	Medi 53 biały jasny	Medi 54 niebieski	Medi 55 niebieski	

TAPICERKA - paleta Medi



Materac do rehabilitacji i masażu Kinesis MR-5 trzyczęściowy o wymiarach 195x85x5 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego stanowi elastyczna a zarazem twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obsyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Medi. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala na mycie i dezynfekcję powierzchni szeroko dostępnymi, także w naszym sklepie, preparatami do dezynfekcji. Materac składany do transportu lub przechowywania i wyposażony w mocne uchwyty do przenoszenia.

Materac rehabilitacyjny Kinesis MR-5 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce rehabilitacyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu oraz terapii manualnych.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kolorystyka i charakterystyka tapicerki materaca rehabilitacyjnego - paleta kolorów Medi

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skrópowodny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ± 0.2 mm | masa powierzchniowa: 550 ± 50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 35 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥ 15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 30.000 cykli wg metody Martindale'a.

Surowce: powłoka - PCV | nośnik - PES 100%. **Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji, również na bazie chloru i chlorków oraz alkoholu.

TAPICERKA - paleta Medi



Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	MR-5
Typ materaca	3-częściowy składany
Długość materaca	195 cm
Szerokość materaca	85 cm
Grubość materaca	5 cm
Wypełnienie materaca	pianka PU
Uchwyty do przenoszenia materaca	Tak
Pokrowiec transportowy do materaca	bez pokrowca

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>