

## LD-R02 S-Max

leżanka medyczna 3-częściowa drewniana



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



TAPICERKA paleta STANDARD

Szeroka leżanka medyczna o szerokości leża 70 cm ze skokową regulacją wysokości w zakresie od 55 do 75 cm. Leżanka wykonana jest na stabilnej konstrukcji z drewna bukowego lakierowanego w dwóch wariantach kolorystycznych do wyboru. Posiada trzyczęściowe leże z zagłówkiem i podnóżkiem regulowanymi skokowo za pomocą mechanizmów typu rastomat. Zagłówek wyposażony jest w otwór z estetyczną zatyczką. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU o grubości 5 cm. Leże pokryte jest beższwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety standard lub palety Prestige. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części oraz w dolną półkę na akcesoria.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT

**W S T E C H**

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



## DANE PRODUKTU

Leże leżanki medycznej	<b>3-częściowe</b>
Regulowany zagłówek	<b>Tak</b>
Odlączany podglówek	<b>Nie</b>
Podkietniki w standardzie lub opcjonalnie	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka z regulacją	<b>Tak</b>
Materiał ramy leżanki medycznej	<b>drewno bukowe</b>
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	<b>Tak</b>
Długość całkowita leżanki	<b>190 cm</b>
Szerokość całkowita leżanki	<b>70 cm</b>
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	<b>Tak</b>
Wysokość całkowita leżanki	<b>55-75 cm</b>
Dopuszczalne obciążenie leżanki	<b>150 kg</b>
Uchwyt na podkładki (standard / opcjonalnie)	<b>Tak</b>
Koła w standardzie lub opcjonalnie	<b>Nie</b>
Usługa wniesienia leżanki do lokalu	<b>niedostępna</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b>drewno bukowe</b>
Wytrzymałość statyczna [kg]	<b>150</b>
Sekcja zagłówka	<b>długa tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b>skokowo rastomatem</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b>0° - 45°</b>
Otwór w zagłówku	<b>z otworem lub bez otworu</b>
Zaślepka otworu w zagłówku	<b>w standardzie przy wyborze otworu w zagłówku</b>
Półka pod leżem	<b>opcjonalnie</b>
Sekcja podnóżka	<b>podnoszona tapicerowana</b>
Sekcja podnóżka - sposób regulacji	<b>skokowo rastomatem</b>
Sekcja podnóżka - zakres regulacji	<b>0° - 35°</b>
Wieszak na podkładki higieniczne	<b>opcjonalnie</b>
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	<b>190</b>
Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>63</b>
Długość sekcji piersiowej [cm]	<b>53</b>
Długość sekcji podnóżka [cm]	<b>70</b>
Waga leżanki [kg]	<b>36</b>
Numer katalogowy produktu	<b>LD-R02 70</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>

Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5900415491LeDr75</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>Leżanka drewniana LD-R02</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>2 lata</b>
Gwarancja na tapicerkę premium	<b>3 lata</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>39</b>
Producent wyrobu	<b>[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[36] PL-MF-000045163</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24