




## SD.2

podest rehabilitacyjny 2-stopniowy metalowy



Podest rehabilitacyjny 2-stopniowy wykonany na podstawie z profili stalowych lakierowanych proszkowo i wyposażony w 2 stopnice z płyt meblowych pokryte matą przeciwpoślizgową w dwóch kolorach do wyboru. Nóżki stopnia posiadają nakładki przeciwpoślizgowe.

Podest rehabilitacyjny SD.2 znajduje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia i placówkach opiekuńczych, a także w gabinetach lekarskich i zabiegowych. Może ułatwiać pacjentom wchodzenie na wyższe kozetki lekarskie, stoły rehabilitacyjne, fotele ginekologiczne i zabiegowe, a także ułatwiać schodzenie z nich. Jest wykorzystywany również do różnego rodzaju badań, np. kończyn dolnych, czy stóp. Jest przydatny także osobom w podeszłym wieku i osobom o niższym wzroście przy szeregu czynności domowych.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Typ podestu	2-stopniowy
Podest niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja podestu	stal lakierowana
Materiał stopnic	plyta meblowa
Zabezpieczenie stopnic przed poślizgiem	Tak
Porecze	Nie
Dopuszczalne maksymalne obciążenie	150 kg
Wysokość całkowita podestu	34,6 cm
Szerokość całkowita podestu	43 cm
Głębokość całkowita podestu	50 cm
Wysokość stopnic [cm]	dolna 18,4 cm   górna 34,6 cm
Szerokość stopnic [cm]	dolna 37,5 cm   górna 43 cm
Głębokość stopnic [cm]	dolna 20 cm   górna 30,5 cm
Waga podestu [kg]	5,7
Numer katalogowy produktu	SD2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	59050807715RG
Nomenklatura wg URPLWMIPIB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Ziólkowski JUVENTAS S.K.A. [25]
Siedziba producenta	[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[25] 13 463 80 35   reklamacje@juventas.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1

#### Biuro handlowe sklepu

#### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

#### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>