


KC-04

linka 572 cm do ćwiczeń z PUR-em i UGUL-em



Linka Juventas KC-04 o długości 572 cm do ćwiczeń w kabinach Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL) oraz przy mostach Przyłożkowego Urządzenia Rehabilitacyjnego (PUR). Linka wyposażona jest w 3 bloczki rehabilitacyjne z łożyskiem do zaczipienia o konstrukcję urządzenia oraz w 2 uchwyty na dłoń pacjenta z wykończeniem drewnianym i w napinacz do regulacji długości linki.

Linka KC-04 jest jednym z elementów osprzętu do ćwiczeń ruchowych w zawieszeniu, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz ćwiczeń czynnych z oporem stosowanych podczas kinezyterapii w rehabilitacji schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ osprzętu do kabiny UGUL	linka 572 cm z bloczkami
Długość [cm]	572
Wyposażenie	2 uchwyty 3 łożyskowane bloczki z wieszakami napinacz linki

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>