



## PD-03z

## parawan lekarski 3-skrzydłowy zmywalny w ramie drewnianej na kółkach

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CEZASŁONA PARAWANU  
tkanina zmywalna koloryzmywalny  
białyzmywalny  
zielonyzmywalny  
niebieskizmywalny  
żółtyZbadane na substancje szkodliwe  
według Oeko-Tex® Standard 100

Mobilny parawan medyczny (lekarski) 3-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 230 cm na stabilnej podstawie wyposażonej w podwójne kółka kierunkowe (skrótnie) z miękkimi oponkami nie rysującymi podłoża i blokadą jazdy. Każde ze skrzydeł parawanu wykonane jest na ramie z drewna bukowego lakierowanego w 2 wariantach kolorystycznych do wyboru. Ramy skrzydeł o szerokości 69,5 i 89,5 oraz 69,5 cm połączono zawiasami metalowymi. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z tkaniny zmywalnej wykonanej z poliestru w czterech kolorach do wyboru. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe, a przy tym ciche, przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Parawan PD-03z dostarczany jest w elementach do samodzielnego montażu.

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000045163)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj parawanu	<b>3-skrzydłowy</b>
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	<b>Tak</b>
Parawan zmywalny	<b>Tak</b>
Materiał ramy parawanu	<b>drewno bukowe</b>
Kolor ramy drewnianej	<b>naturalny lub wybarwiony</b>
Materiał ekranu (zasłony) parawanu	<b>tkanina poliestrowa</b>
Wysokość całkowita parawanu	<b>170 cm</b>
Szerokość całkowita parawanu	<b>230 cm</b>
Szerokość skrzydła parawanu	<b>70 cm + 90cm + 70 cm</b>
Łączenie skrzydeł parawanu	<b>zawiasy</b>
Rodzaj podstawy parawanu	<b>mobilna z kółkami hamowanymi</b>
Wykończenie konstrukcji drewnianej	<b>lakier do drewna</b>
Tkanina zasłony parawanu	<b>zmywalna 100% PES (poliester)</b>
Kółka - rodzaj	<b>skrótnie</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Kółka - blokada jazdy	<b>hamulec postojowy</b>
Forma dostarczenia parawanu	<b>do samodzielnego montażu</b>
Szerokość podstawy [cm]	<b>35</b>
Wymiary zasłony/ekranu w parawanie [cm]	<b>140x59   140x78   140x59</b>
Ciężar parawanu [kg]	<b>27</b>
Numer katalogowy produktu	<b>PD-03z</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5900415491ParawanyGP</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>Parawan PD-03</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>29</b>
Producent wyrobu	<b>[36] WS TECH Lorens sp.j. ☒ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[36] PL-MF-000045163</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24