



PM-02z

parawan lekarski 2-skrzydłowy zmywalny w ramie metalowej

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Wolnostojący parawan lekarski 2-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości całkowitej 150 cm wyposażony w ekrany (zasłony) z tkaniny zmywalnej wykonanej z poliestru w kilku kolorach do wyboru. Zasłony są nieprzezierne i zapewniają pacjentowi pełną intymność. Rama parawanu wykonana jest z profili stalowych (rurki) z powłoką lakierowaną proszkowo o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Podstawa na podgumowanych kółkach z hamulcem (blokadą) nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Zamiast kółek parawan może być wyposażony w podgumowane stopki.

Parawan medyczny PM-02z znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, a także w placówkach opiekuńczych, zapewniając pacjentom podstawową intymność podczas badań i zabiegów. Spełni swoją rolę również jako parawan kosmetyczny, np. w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

ZASŁONA PARAWANU
tkanina zmywalna koloryzmywalny
białyzmywalny
zielonyzmywalny
niebieskizmywalny
żółty

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Zbadane na substancje szkodliwe
według Oeko-Tex® Standard 100

Rodzaj parawanu	2-skrzydłowy
Materiał ramy parawanu	stal lakierowana
Materiał ekranu (zasłony) w parawanie	tkanina zmywalna poliestrowa
Wysokość całkowita parawanu	170 cm
Szerokość całkowita parawanu	150 cm
Szerokość skrzydła parawanu	2x 74,5 cm
Łączenie skrzydeł parawanu	zawiasy
Rodzaj podstawy parawany	ze stopkami (kółka opcjonalnie)
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja parawanu	profile stalowe
Wykończenie konstrukcji	lakier proszkowy
Tkanina zasłony parawanu	zmywalna 100% PES (poliester)
Kółka - rodzaj	opcjonalnie kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Głębokość podstawy [cm]	50
Wymiary zasłony/ekranu w parawanie [cm]	140x67
Ciężar parawanu [kg]	10
Numer katalogowy produktu	PM-02 zmyw
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491ParawanyGP
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	PM-02 parawan
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu

Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	12
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☒ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24