



SR.1A
kozetka lekarska 2-częściowa


T1 czarny	T2 biały	T3 szary	T4 beżowy	T5 fioletowy
T6 czerwony	T7 fososiowy	T8 pomarańczowy	T9 żółty	T10 zielony
T11 zielony groszek	T12 jasnozielony	T14 morski	T15 błękitny	T16 jasny niebieski
T17 niebieski	T18 granatowy			

TAPICERKA kolory

Kozetka lekarska o stałej wysokości 50 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka lekarska wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy mechanizmu zapadkowego. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Tapicerka kozetki poddaje się dezynfekcji dostępnymi na rynku środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych. Nogi kozetki zakończone są podgumowanymi stopkami z regulacją pozwalającą wyziomować kozetkę na nierównej powierzchni gabinetu. Standardowo kozetka wyposażona jest w wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 50 cm zamontowany pod tylną częścią leża lub od strony zagłówka. Kozetka nie wymaga montażu po dostawie, dostarczana jest na paletcie w stanie gotowym do użytku.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)
[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/> 32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przysięciana (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	185 cm
Szerokość całkowita kozetki	56 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	50 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	200 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Reingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Tak
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Nie
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Usługa wniesienia kozetki do lokalu	niedostępna
Materiał ramy dolnej - szczegóły	zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	mechanizm zapadkowy
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0° do +45°
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie, montowany do ramy
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 50 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	52
Długość sekcji zagłówka [cm]	50
Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]	135
Waga kozetki [kg]	38

Numer katalogowy produktu	SR1-ST-185-56-50-T_(5)-0-N-W
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-SR/VP
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SR1 stół rehabilitacyjny Typ SR
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	65
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24