

MB.2D

wózek koszowy 2x100-120l na odpady lub brudną bieliznę

Polski producent
Polski serwis technicznyDarmowa dostawa
na terenie Polski

Podwójny wózek koszowy na odpady medyczne lub brudną bieliznę z uchylnymi pokrywami worków ze spawalniczymi cichego opadania oraz uchwyty i zaczepami na dwa worki foliowe o pojemności 100-120 litrów. Wózek posiada stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (rurki) oraz pokrywy worków wykonane z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym lub szarym. Pokrywy oznaczone różnymi kolorami do segregacji odpadów. Zaczepy w obrotowej uchwytu każdego worka zabezpieczają go przed opadnięciem lub zsunięciem się z uchwytu, także w czasie przetaczania wózka. Podstawa wózka koszowego wykonana jest ze stali ocynkowanej z jednolitą górną osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, i wyposażona jest w 4 koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 50 mm w obudowie ze stali ocynkowanej. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). W podstawie znajdują się dwa przyciski nożne do niezależnego unoszenia pokryw worków.

Wózek MB.2D stosowany jest w gabinetach zabiegowych i na oddziałach szpitalnych do zbierania i tymczasowego przechowywania odpadów medycznych lub brudnej bielizny przed przetransportowaniem jej do brudownika. Może być także stosowany w innych placówkach ochrony zdrowia i laboratoriach jako pojemnik workowy na różnego rodzaju odpady medyczne i niemedyczne.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.pl-mf-000009262)

PRODUCENT

**ZTM
TECHMED**

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj wózka	podwójny z pokrywami
Ilość i pojemność worków	2x100-120 litrów
Konstrukcja stelaża	prostokątna
Materiał stelaża	stal kwasoodporna
Podnoszenie pokrywy worka (pokryw)	pedał nożny
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Materiał pokrywy worka	tworzywo sztuczne ABS
Materiał podstawy	stal ocynkowana z osłoną ABS
Kółka - rodzaj	kierunkowe, skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą (hamulcem)
Szerokość całkowita wózka [cm]	81,5
Głębokość całkowita wózka [cm]	49,5
Wysokość całkowita wózka [cm]	87,5
Ciężar wózka [kg]	26
Numer katalogowy produktu	MB-02-ABS3-100-K2-W
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	30
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☺ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24