

D-01/B.ST

zabiegowy wózek oddziałowy z tacami instrumentalnymi

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Oddziałowy wózek szpitalny z dwiema stalowymi ramami (półkami) lakierowanymi proszkowo pod dwie zdejmowane i pogłębione tace wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. W tym modelu zabiegowego wózka oddziałowego blatami zabiegowo-instrumentalnymi są tace umieszczone na ramach półek. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowy uchwyt do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://pl-mf-000009262)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory

RAL 1015
beżowyRAL 1018
żółtyRAL 2008
pomarańczowyRAL 3000
czerwonyRAL 4003
różowyRAL 5002
granatowyRAL 5012
niebieskiRAL 5021
morskiRAL 6018
zielonyRAL 7035
szaryRAL 9001
kremowyRAL 9003
białyRAL 9006
aluminowy

Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal lakierowana
Wysokość wózka	89 cm
Szerokość wózka	81 cm
Wózek z białem/białami zabiegowymi	Nie
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Tak
Tace instrumentalne (zdejmowane)	2 tace stal kwasoodporna
Wózek z szufladą/szufladami	Nie
Wózek z półką/półkami koszowymi	Nie
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Nie
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Nie
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	40
Stelaż wózka - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Tace zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Taca zabiegowa - długość [cm]	górną 70,5 dolną 65
Taca zabiegowa - szerokość [cm]	39
Taca zabiegowa - pogłębienie użytkowe [mm]	17
Taca zabiegowa - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa wózka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	81
Głębokość całkowita wózka [cm]	43
Wysokość całkowita wózka [cm]	89
Ciężar wózka [kg]	14
Numer katalogowy produktu	D-02-BT-66-ST-K5
Kod PKWU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny

Kod Basic UDI-DI	5904126-K3/RM
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	D-02-66 stólik oddziałowy wielofunkcyjny serii K-3
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24