

## PRM2

### parawan lekarski 2-skrzydłowy w ramie metalowej



Polski producent  
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Wolnostojący parawan lekarski 2-skrzydłowy o wysokości 165 cm i szerokości całkowitej 134 cm. Wyposażony w zasłony z tkaniny wykonanej z elanobawełny. Zasłony są nieprzezierne i zapewniają pacjentowi pełną intymność. Ramy skrzydeł parawanu wykonane są z profili stalowych (rurki) z powłoką lakierowaną proszkowo na kolor biały lakierem o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

Parawan lekarski PRM2 znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych, a także w placówkach opiekuńczych, zapewniając pacjentom podstawową intymność podczas badań i zabiegów. Spełni swoją rolę również jako parawan kosmetyczny, np. w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.



#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://ec.europa.eu/eudamed/)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj parawanu	<b>2-skrzydłowy</b>
Materiał ramy parawanu	<b>stal lakierowana</b>
Materiał ekranu (zasłony) w parawanie	<b>tkanina niezmývwalna - elanobawelna</b>
Wysokość całkowita parawanu	<b>165 cm</b>
Szerokość całkowita parawanu	<b>134 cm</b>
Szerokość skrzydła parawanu	<b>2x 66,5 cm</b>
Łączenie skrzydeł parawanu	<b>zawiasy</b>
Rodzaj podstawy parawany	<b>mobilna z kółkami</b>
Parawan niemagnetyczny MR	<b>Nie</b>
Konstrukcja parawanu	<b>profile stalowe (rurki)</b>
Wykończenie konstrukcji	<b>biały lakier proszkowy</b>
Tkanina zasłony parawanu	<b>elanobawelna</b>
Kółka - rodzaj	<b>kierunkowe skrętné</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Głębokość podstawy [cm]	<b>48</b>
Ciężar parawanu [kg]	<b>9,9</b>
Numer katalogowy produktu	<b>PRM 2</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>590401370parmedAK</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>PRM2 parawan medyczny</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>

Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>11</b>
Producent wyrobu	<b>[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Poliska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[38] PL-MF-000035501</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należą potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24