

## Ko01.C

mobilny stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z blatami i szufladami



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada dwa blaty zabiegowe – górny blat w formie pogłębionej półki z trzech stron zabezpieczonej relingiem i dolny na korpusie szuflady z pogłębieniem zabezpieczającym instrumentalium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania stolika – oraz trzy użytkowe szuflady na akcesoria zabiegowe i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szuflady bez zamków z uchwytami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdamy kół i uchwytami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardych podłoży nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

### LAKIER PROSZKOWY - kolory



## DANE TECHNICZNE

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Tak
Wysokość stolika zabiegowego	90 cm
Szerokość stolika zabiegowego	57 cm
Ilość blatów zabiegowych	2 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal kwasoodporna
Ilość szuflad na akcesoria	3 szuflady
Materiał szuflad na akcesoria	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy z szafką	Nie
Misy zabiegowe - ilość	1 misa zabiegowa
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Nie
Misy zabiegowe opcjonalnie	Tak
Mobilny stolik na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	30
Stelaż stolika - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	50
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Szuflada - szerokość [cm]	37,5
Szuflada - głębokość [cm]	43
Szuflada - wysokość [cm]	10,5
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Miski na odpady - ilość	opcjonalnie 1 sztuka
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	2
Podstawa stolika	mobilna na kołach
Kółka - rodzaj	skrętne z odbojami
Kółka - średnica [mm]	100
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą

Szerokość całkowita stolika [cm]	57
Głębokość całkowita stolika [cm]	55
Wysokość całkowita stolika [cm]	90
Waga stolika [kg]	22
Numer katalogowy produktu	STKO-02-PS(3)-45-KO-0000-K8.6
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-STKO/MK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STKO-02 stolik zabiegowy Typ STKO
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	45
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☐ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl

### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24