

KR-KL02

piankowy klin rehabilitacyjny 20x25x10cm



Polski producent
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Klin rehabilitacyjny o długości 20 cm i szerokości 25 cm oraz wysokości 10 cm do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej lub masażu. Wkład klina stanowi kształtka o przekroju poprzecznym trójkąta prostokątnego, wykonana z pianki poliuretanowej o średniej gęstości pozornej 37-41 kg/m³ produkowanej w technologii Maxfoam i wycinanej z jednolitej płyty (bez klejenia warstw). Pianka użyta do wkładu klina jest sprężystą pianką o średniej twardości (HR) oraz o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności na odkształcenia. Klin rehabilitacyjny obszyty jest atestowanym i skóropodobnym materiałem tapicerskim w wybranym kolorze. Poszyte tapicerskie klina wyposażone jest w zapięcie na suwak umożliwiające łatwe zdejmowanie tapicerki do czyszczenia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Wyrob medyczny [MDD/MDR]	Tak
Przekrój poprzeczny klina	trójkąt prostokątny
Długość klina [cm]	20
Szerokość klina [cm]	25
Wysokość klina [cm]	10
Wkład klina	pianka PU HR 40 kg/m ³
Twardość klina	średnio twardy
Poszycie klina	rozpinane (tkanina skóropodobna)
Pokrowiec na klin	bez pokrowca
Wkład piankowy - gęstość właściwa [kg/m ³]	40
Wkład piankowy - gęstość pozorna (porowatość) [kg/m ³]	37-41
Wkład piankowy - naprężenie ściskające CLD (sprężystość)	(40%) 6,35 – 7,35 kPa
Wkład piankowy - elastyczność przy odbiciu	min. 40%
Wkład piankowy - odkształcenie plastyczne	(50%) max. 7%
Wkład piankowy - wytrzymałość na rozciąganie	min. 100 kPa
Wkład piankowy - wydłużenie względne przy zerwaniu	min. 100%
Ciężar klina [kg]	0,1
Numer katalogowy produktu	KR-KL02
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	3926 90 97
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491KszRehYX
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	KR-KL02 kształtka rehabilitacyjna - klin
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	1
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24