

## WZ2

## wózek workowy 2x120l na odpady lub brudną bieliznę



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Podwójny wózek workowy na odpady medyczne lub brudną bieliznę wykonany na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biały. Wózek wyposażony jest uchwyty na dwa worki o pojemności po 120 litrów z pokrywami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wsporniki boczne stelaża posiadają nawiercone otwory do zawieszania dodatkowego osprzętu na haczykach typu S. Na wyposażeniu wózka są 2 worki foliowe o pojemności 120 litrów oraz 4 haczyki S. Wózek posiada 4 koła kierunkowe, w tym 2 z możliwością blokowania.

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](#)

**PRODUCENT**

 **JUVENTAS**

**Autoryzowany dystrybutor producenta**

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Rodzaj wózka	podwójny z pokrywami
Ilość i pojemność worków	2x120 litrów
Konstrukcja stelaża	prostokątna
Materiał stelaża	stal lakierowana
Podnoszenie pokrywy worka (pokryw)	ręczne
Materiał pokrywy worka	tworzywo sztuczne
Materiał podstawy	stal lakierowana
Worki foliowe na wyposażeniu	2 x 120 litrów
Kółka - rodzaj	kierunkowe, skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą (hamulcem)
Szerokość całkowita wózka [cm]	72,5
Głębokość całkowita wózka [cm]	62,5
Wysokość całkowita wózka [cm]	114
Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]	18
Numer katalogowy produktu	WZ2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370wonabrbielMK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	WZ2 wózek II-częściowy do brudnej bielizny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	40
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501

Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24